

MOTEUR D'ENDODONTIE SANS FIL

CanalPro X-Move

Totale liberté de mouvement





CanalPro X-Move

Le moteur endodontique sans fil CanalPro X-Move possède deux modes de mouvement, rotation complète et mouvement oscillatoire pour tous les systèmes de limes courants. Le moteur est très flexible et facile à manier.

Caractéristiques et avantages

- Rotation continue et mouvement oscillatoire pour tous les systèmes de limes courants
- Moteur endodontique sans fil pour un fonctionnement flexible et facile
- Localisateur d'apex intégré pour des traitements efficaces et sans danger
- Le contre-angle isolé avec une tête minuscule et un col mince assure une utilisation pratique et un champ de vision dégagé
- Indicateur de commande intuitif pour une manipulation aisée
- Les paramètres préprogrammés pour les systèmes de limes COLTENE font gagner du temps de préparation



Tête et col de contre-angle normaux



Contre-angle CanalPro X-Move avec une tête minuscule et un col mince




Caractéristiques techniques

- Contre-angle : rotation à 360 degrés
- Plage de couple : 0,4 – 5,0 Ncm
- Plage de vitesse : 100 - 2500 tr/min
- Angle de mouvement oscillatoire réglable : intervalle de 10°
- Plage de réglage : 20 - 400°
- Mini-contre-angle isolé d'un diamètre de 8 mm et une hauteur de 9,7 mm



Menu utilisateur

- Paramètres préprogrammés pour les systèmes HyFlex EDM, HyFlex EDM OGSF Sequence, HyFlex CM, MicroMega One Flare, MicroMega One G, MicroMega One Curve mini, MicroMega One RECI, MicroMega 2Shape mini, Removeur pour HyFlex et MicroMega
- Option incluse pour le paramétrage manuel (TR/MIN, couple, angles) de tous les autres systèmes de limes



HyFlex EDM OGSF

MicroMega One RECI

Le moteur - plus puissant, moins bruyant

- Angles de mouvement oscillatoire réglables pour une préparation plus efficace
- Les niveaux sonores plus faibles de la rotation sans à-coups permettent un traitement plus confortable
- Moteur sans balais à haute performance
- Indicateur de commande pour une manipulation aisée

Caractéristiques et paramètres techniques de toutes les limes COLTENE :



Références produits

Boîte CanalPro X-Move

- 65002739** 1 pièce à main motorisée
- 1 base de chargement
- 1 contre-angle
- 1 buse de pulvérisation
- 1 câble de mesure
- 4 porte-limes
- 2 clips labiaux
- 2 sondes de contact
- 2 joints toriques
- 1 adaptateur secteur
- 1 batterie

Accessoires

- 65002742** 1 pièce à main motorisée
- 65002743** 1 base de chargement
- 65002744** 1 contre-angle
- 65002745** 1 buse de pulvérisation
- 65002746** 1 adaptateur secteur
- 65002747** 1 câble de mesure
- 65002748** 4 porte-limes
- 65002749** 2 clips labiaux
- 65002750** 2 sondes de contact
- 65002751** 2 joints toriques
- 65002752** 1 batterie



Votre Guide Endo Pratique. Innovant. Avant-gardiste.

COLTENE propose des solutions simples, sûres et efficaces pour chaque étape de la procédure endodontique, guidant soigneusement le dentiste à travers chaque situation endodontique avec des formations spécifiques et des conseillers endo chevronnés.

Notre gamme, affinée au fil des décennies, inclut des consommables innovants et du matériel sophistiqué qui couvrent de manière fiable les cinq étapes du traitement.



© COLTENE – www.coltene.com



Mentions légales / Éditeur

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten
+41 71 757 5300
info.ch@coltene.com

Contact du service commercial

Coltène/Whaledent S.a.r.l.
Synergie Park
3 avenue Louis Néel
FR-59260 Lezennes
+33 320 64 64 00
info.fr@coltene.com

Centre de services

service@coltene.com
00 800 11 0000 12 (UIFN)
Du lundi au vendredi de
08h00 à 17h00 (CEST)

Guilin Woodpecker
Medical Instrument Co., Ltd.
Information Industrial Park,
Guilin National High-Tech
Zone, Guilin, Guangxi,
541004, P. R. China

Importé dans l'Union européenne par Micro-Mega SA.
Dispositifs médicaux de classe IIa conformément à la Directive 93/42/CEE. Organisme notifié : TÜV Rheinland. Dispositif médical pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé dentaire. Voir étiquette du produit et mode d'emploi.

COLTENE