

RETRAITEMENT

HyFlex™ Remover

NOUVEAU



L'instrument incontournable
du retraitement

remover.coltene.com

 **COLTENE**

- Une lime pour retirer le matériau d'obturation canalaire¹
- Respecte l'anatomie du canal radiculaire*
- Efficace sans solvant*
- Sans danger grâce à la pointe non coupante

RÉFÉRENCES PRODUITS



HyFlex Remover, 5 pièces

19 mm 23 mm

30/0,07 lime de désobturation




60023649

60023648

30 / 07

Couple maximal : **2,5 Ncm**

Vitesse de rotation : **400-800 tr/min**



Pour un résultat optimal, terminez la procédure avec les limes HyFlex EDM de mise en forme. Vous pouvez aussi utiliser un autre système de limes tel que HyFlex CM ou le système de votre choix.



Pour plus d'informations sur HyFlex, veuillez consulter la brochure ou visiter notre site web hyflex.coltene.com.

© COLTENE – www.coltene.com

Coltène/Whaledent S.a.r.l.

Synergie Park
3 avenue Louis Néel
59260 Lezennes / France
T +33 320 64 64 00
F +33 320 64 64 03
info.fr@coltene.com

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Suisse
T +41 71 757 5300
F +41 71 757 5301
info.ch@coltene.com

Coltène/Whaledent Inc.

235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA
T +1 330 916 8800
F +1 330 916 7077
info.us@coltene.com

* Données MicroMega « Rapport de validation de la lime de désobturation : Pr Franck Diemer, ICRE. Évaluation du One Flare en désobturation. Évaluation d'un instrument de désobturation : la lime de désobturation. » 10.2019

¹ Certifié pour la gutta-percha

COLTENE