

RETRAITEMENT

MicroMega
REMOVER

NOUVEAU



La pièce essentielle de votre retraitement

micro-mega.com/remover

 **COLTENE**

- Une lime pour retirer le matériau d'obturation canalaire¹
- Respecte l'anatomie du canal radiculaire*
- Efficace sans solvant*
- Sûr grâce à la pointe inactive

RÉFÉRENCES PRODUITS



MicroMega REMOVER, 5 pièces/boîte (B5)

20952301 B5 MicroMega REMOVER L 19 mm | n 30 | 7% Classics

20952311 B5 MicroMega REMOVER L 23 mm | n 30 | 7% Classics



30/0,07

Couple maximal : **2,5 Ncm**

Vitesse de rotation : **400-800 tr/min**

Traitement thermique : **C.Wire**


Terminez la procédure avec les limes de mise en forme **MicroMega**

One Curve



ou

2Shape



Pour plus d'informations sur MicroMega REMOVER, veuillez visiter notre site web : micro-mega.com/remover

MicroMega REMOVER | publicité

Année du marquage CE : 2019 – Dispositif médical de classe IIA conformément à la directive 93/42/CEE | Organisme notifié : LNE/G-MED | Dispositif médical pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. Voir l'étiquetage du produit et la notice.

© COLTENE – micromega.coltene.com

Fabricant légal :

Micro-Mega SA

12 rue du Tunnel

25000 Besançon / France

T +33 3 81 54 42 42

F +33 3 81 54 42 30

commercial@micro-mega.com

* Données MicroMega « Rapport de validation de la lime de désobturation : Pr Franck Diemer, ICRE. Évaluation du One Flare en désobturation. Évaluation d'un instrument de désobturation : la lime de désobturation. » 10.2019



0459

¹ Qualifié pour la gutta-percha

COLTENE