

# BRILLIANT EverGlow

Composite nano-hybride universel

## Avantages

- ✓ Système de teintes adaptatif Duo Shade, idéal pour les techniques monotintes ou de stratification
- ✓ Composition de charge submicronique offrant une surface lisse
- ✓ Des charges submicroniques prépolymérisées de qualité supérieure garantissent un polissage rapide et une conservation durable du brillant
- ✓ Adhérence minimale à l'instrument métallique pour un modelage sans effort
- ✓ Une faible absorption d'eau favorise une bonne stabilité de teinte à long-terme

**NOUVEAU – Teinte Xtra Bleach pour une esthétique moderne**

## Pourquoi choisir BRILLIANT EverGlow ?

- 1 Composite mimétique pour une intégration harmonieuse
- 2 La consistance lisse et la stabilité dimensionnelle en font un matériau facile et pratique à appliquer
- 3 Système de double-teinte simplifiant le choix pour le praticien



# Teintes et translucidités

## Teintes universelles



**NOUVEAU**

## Opaque



## Translucide



« Pour moi, l'avenir de la dentisterie restauratrice réside dans la technique adhésive mini-invasive, ce qui fait de BRILLIANT EverGlow LE matériau d'obturation et de scellement par excellence pour une utilisation quotidienne – c'est tout simplement un plaisir de travailler avec ce composite et de voir l'enthousiasme des patients ! »

**Dr. Sylvia Rahm, Allemagne**



## Références produits

Teinte	Seringue, 1 × 3 g	Tips, 20 × 0,2 g
Xtra Bleach	60042912	60042913
Bleach	60019697	60019706
A1/B1	60019698	60019707
A2/B2	60019699	60019708
A3/D3	60019700	60019709
A3.5/B3	60019701	60019710
C2/C3	60019702	60019716
A4/C4	60019703	60019717
Bleach Translucet	60019705	60019719
Translucet	60019704	60019718
Opaque Bleach	60019743	60019746
Opaque A1	60019744	60019747
Opaque A2	60023819	60023823
Opaque A3	60019745	60019748
Opaque A4	60023820	60023824

Plus  
d'informations

