

Combinaisons de teintes BRILLIANT EverGlow

Teinte de la dent (VITA)	Universel							Translucents		Opaque			
	BL	A1 / B1	A2 / B2	A3 / D3	A3,5 / B3	C2 / C3	A4 / C4	Trans	BLTrans	OBL	OA1	OA2	OA3
Bleach	xx								xx	xx			
A1		xx						xx	xx		xx	x	
A2			xx					xx	x		x	xx	
A3				xx				xx	x			x	xx
A3.5					xx			xx					x
A4							xx	xx					
B1		xx						xx	xx	x	x		
B2			xx					xx	x		x	x	
B3					xx			xx	x				x
D3				xx				xx					x
C2						xx		xx					x
C3						xx		xx					x
C4							xx	xx					
Jeune / Blanchie													
				Adulte									
			Sénior										

xx très adaptée
x adaptée