


BRILLIANT Crios

Composite CFAO renforcé pour restaurations définitives



Avantages

- ✓ Respect de la dent antagoniste grâce à une dureté comparable aux dents naturelles
- ✓ Bloc 100 % composite, renforcé de verre silicaté, polymérisé thermiquement
- ✓ Finition facile : pas de cuisson, pas de glasure, polissage ultra-rapide
- ✓ Facilement ajustables et réparables à l'aide des composites universels de la gamme BRILLIANT

NOUVEAU – Teinte Xtra Bleach pour une esthétique moderne

Pourquoi choisir BRILLIANT Crios ?

- 1 Module d'élasticité comparable à celui de la dent pour un effet d'absorption des chocs et une sensation agréable en occlusion
- 2 Protège à la fois la dent restaurée et la dent antagoniste
- 3 Procédure simplifiée : usinage facile en cabinet, finition rapide.



Teintes et translucidités

Low Translucent



NOUVEAU

High Translucent



Super Translucent



« Les propriétés mécaniques sont excellentes, mais ce qui m'impressionne le plus chez BRILLIANT Crios, c'est son rendu esthétique : il conserve une brillance exceptionnelle en bouche et se polit très facilement. »

Dr. Raphael Monte Alto, Brésil



Références produits

TRANSLUCIDITE TAILLE	Faible (LT)		Elevée (HT)		Super (ST) 14
	12	14	12	14	
Xtra Bleach		60042907			
Bleach	60019998	60019985			60024174
A1	60019999	60019986	60020007	60019994	
A2	60020000	60019987	60020008	60019995	
A3	60020001	60019988	60020009	60019996	
A3.5	60020002	60019989			
B1	60020003	60019990	60020010	60019997	
B2	60020004	60019991			
B3	60020005	60019992			
C2	60020006	60019993			
Universal					60024175

Plus
d'informations



BRILLIANT Crios est également disponible en disque.