


SÉCHAGE ET OBTURATION

# Pointes de papier et de gutta-percha **HyFlex™**


Les gammes de limes approuvées HyFlex CM et HyFlex EDM NiTi incluent des pointes de papier et de gutta-percha parfaitement assorties pour un processus de traitement optimal.

Les pointes de papier et de gutta-percha HyFlex sont idéalement assorties aux limes HyFlex CM et HyFlex EDM et contribuent ainsi à un résultat thérapeutique optimal. Elles correspondent aux tailles respectives et présentent une conicité parfaite pour sécher et obturer les canaux radiculaires préparés avec les limes HyFlex avec précision et aussi rapidement que possible.

La taille de la pointe est facile à identifier grâce au code de couleur Top Color et la longueur  $\geq 28$  mm permet d'insérer les pointes jusqu'à la longueur de travail. Les pointes sont proposées en assortiments spéciaux ou en tailles individuelles.



- Précision
- Code de couleur
- Qualité inégalée



## Références produits

HyFlex CM		
Taille / Conicité	Pointes de papier 100 unités	Pointes de gutta-percha 60 unités
15/04	60022671	-
20/04	60022672	60022689
25/04	60022673	60022690
30/04	60022674	60022691
35/04	60022675	60022692
40/04	60022676	60022693
45/04	60022677	60022694
50/04	60022678	60022695
60/04	60022679	60022696
Assortiment 20-45 /04	60022680	60022703
20/06	60022682	60022697
25/06	60022683	60022698
30/06	60022684	60022699
35/06	60022685	60022700
40/06	60022686	60022701
45/06	60022687	60022702
Assortiment 20-45 /06	60022688	60022704

HyFlex EDM		
Taille / Conicité	Pointes de papier 100 unités	Pointes de gutta-percha 60 unités
20/05	60022742	60022706
OneFile 25/~	60022743	60022707
40/04	60022676	60022708
50/03	60022741	60022709
60/02	60022740	60022710
Assortiment 20/05 - 60/02	60022744	60022705



© COLTENE – www.coltene.com



### Coltene/Whaledent S.a.r.l.

Synergie Park  
3 avenue Louis Néel  
59260 Lezennes/France  
T +33 320 64 64 00  
F +33 320 64 64 03  
info.fr@coltene.com

### Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG

Raiffeisenstraße 30  
89129 Langenau/Germany  
T +49 7345 805 0  
F +49 7345 805 201  
info.de@coltene.com

### Coltene/Whaledent Inc.

235 Ascot Parkway  
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/États-Unis  
T +1 330 916 8800  
F +1 330 916 7077  
info.us@coltene.com

 **COLTENE**