


INSTRUMENTS POLISSOIRS


POUR LABORATOIRE (HP ET UM)



ISO 658 900303524 ...



ISO 658 900372524 ...



ISO 658 900303514 ...



ISO 658 900372514 ...



CERAPRESHINE		
ISO Ø 1/10 mm	220	220
Longueur tête en mm	4	3
Type de polissoir	3236UM	3237UM
UM 10 pcs	230134AA	230136AA

CERASHINE	
220	220
4	3
3336UM	3337UM
230159AA	230161AA

Céramique

①

②

ISO 805 104 173 534 ...



ISO 805 104 107 534 ...



ISO 805 104 042 534 ...



ISO 803 104 243 524 ...



ISO 803 104 372 524 ...



ISO 803 104 303 524 ...



ISO 803 104 243 514 ...



ISO 803 104 372 514 ...



ISO 803 104 303 514 ...



ZIRCOGRIND PLUS			
ISO Ø 1/10 mm	040	050	150
Longueur tête en mm	10	13	3
Type de polissoir	9640HP	9670HP	9636HP
HP 5 pcs	230373AA	230375AA	230371AA
HP 1 pc			

ZIRCOPOL PLUS		
040	110	260
13	2	2
9703HP	9731HP	9738HP
230377AA	230383AA	
		230387AA

ZIRCOSHINE PLUS		
040	110	260
13	2	2
9803HP	9831HP	9838HP
230389AA	230395AA	
		230399AA

CAD/CAM Restauration, Zirconia

①

②

③

ISO 803 104 243 534 ...



ISO 803 104 372 534 ...



ISO 803 104 303 534 ...



ISO 803 104 243 524 ...



ISO 803 104 372 524 ...



ISO 803 104 303 524 ...



ISO 803 104 372 514 ...



ISO 803 104 303 514 ...



CERAFIN PLUS			
ISO Ø 1/10 mm	040	110	260
Longueur tête en mm	13	2	2
Type de polissoir	9303HP	9331HP	9338HP
HP 5 pcs	230315AA	230323AA	
HP 1 pc			230329AA

CERAPRESHINE PLUS		
040	110	260
13	2	2
9403HP	9431HP	9438HP
230333AA	230341AA	
		230347AA

CERASHINE PLUS	
110	260
2	2
9531HP	9538HP
230359AA	
	230365AA

Céramique, métal

①

②

③

ISO 658 900 030 533 ...



ISO 658 900 114 533 ...



ISO 658 900 372 533 ...



ISO 658 900 303 533 ...



ISO 658 104 243 523 ...



UNIPOL					UNISHINE
ISO Ø 1/10 mm	110	070	220	220	055
Longueur tête en mm	6	20	3	4	15
Type de polissoir	4116UM	4171UM	4137UM	4138UM	4203HP
HP 10 pcs					230205AA
UM 10 pcs	230180AA	60019535	230196AA	60019534	
Universel					

①

②

ISO 658 104 292 513 ...



ISO 658 900 372 513 ...



ISO 658 104 292 503 ...



ISO 658 900 372 503 ...



ISO 803 104 292 523 ...



ISO 803 104 304 523 ...



PREBROWN			HIGREEN		
ISO Ø 1/10 mm	050	220	050	220	
Longueur tête en mm	16	3	16	3	
Type de polissoir	1104HP	1137UM	1204HP	1237UM	
HP 10 pcs	230011AA		230038AA		
UM 10 pcs		230025AA		230052AA	
Métaux et alliages précieux, amalgame					

①

②

DIASHINE COMPOMANT PLUS		
ISO Ø 1/10 mm	050	145
Longueur tête en mm	16	2.5
Type de polissoir	9104HP	9121HP
HP 5 pcs	60021794	60021795
Composite, Compomère		

ISO 653 900 372 534 ...



ISO 653 900 303 534 ...



ISO 653 900 114 534 ...



STEELMASTER			
ISO Ø 1/10 mm	220	220	060
Longueur tête en mm	3	4	22
Type de polissoir	8137UM	8138UM	8171UM
HP 50 pcs			
UM 50 pcs	232010AA	232011AA	232012AA
Alliage dur			

ISO 658 104 274 533 ...



ISO 658 104 273 533 ...



ISO 658 104 274 523 ...



ISO 658 104 273 523 ...



ISO 658 104 274 513 ...



ACRYPREPOL, ACRYPOL, ACRYSHINE					
ISO Ø 1/10 mm	100	150	100	150	100
Longueur tête en mm	24	17	24	17	24
Type de polissoir	6150HP	6160HP	6250HP	6260HP	6350HP
HP 5 pcs	230247AA	230249AA	230253AA	230255AA	230259AA
Acrylique					

Information pour la commande

Numéro ISO
(matériel, mandrin, forme,
granulométrie, diamètre variable)

Diamètre de la tête en 1/10 mm
Longueur de la tête
Description du polissoir

Conditionnement

ISO 803 104 243 514 ...

Représentation des instruments

Référence selon le conditionnement

ISO Ø 1/10 mm	040
Longueur de la tête	13
Type de polissoir	9803HP
HP 5 pcs	230389AA
HP 1 pc	

Forme de la tête

ISO forme de la tête	Description
030	Cupule
042	Roue
107	Cylindrique
114	Cylindrique
173	Conique
243	Pointe
273	Dôme
274	Obus
292	Torpille
303	Large lentille
304	Petite lentille
372	Disque

Vitesses de rotation recommandées

Système de polissage	RPM
CERAPRESHINE	5'000-10'000
CERASHINE	
ZIRCOGRIND PLUS	8'000-12'000
ZIRCOPOL PLUS	7'000-10'000
9738HP	5'000-7'000
ZIRCOSHINE PLUS	7'000-10'000
9838HP	5'000-7'000
CERAFIN PLUS	7'000-10'000
9338HP	5'000-7'000
CERAPRESHINE PLUS	7'000-10'000
9438HP	5'000-7'000
CERASHINE PLUS	7'000-10'000
9538HP	5'000-7'000


Système de polissage	RPM
UNIPOL	5'000-10'000
UNISHINE	
PREBROWN	5'000-10'000
HIGREEN	
STEELMASTER	5'000-10'000
ACRYPREPOL	5'000-7'000
ACRYPOL	
ACRYSHINE	
DIASHINE COMPOMANT PLUS	7'000-10'000
	pré-polissage
	3'000-8'000
	polissage brillant

CH Coltene/Whaledent AG
Feldwiesenstr. 20
9450 Altstätten / Switzerland
T + 41 71 757 53 00
F + 41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

FR Coltene/Whaledent S.a.r.l.
Synergie Park
3 avenue Louis Néel
59260 Lezennes / France
Tél + 33 320 64 64 00
Fax + 33 320 64 64 03
info.fr@coltene.com

US Coltene/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA
T + 1 330 916 8800
F + 1 330 916 7077
info.us@coltene.com

© 2016 Coltene/Whaledent AG – www.coltene.com



COLTENE

