

INSTRUMENTS POLISSOIRS
POUR LA PRATIQUE DENTAIRE

ROTAARY
DIATECH





1 COMPREPOL ULTRA				
ISO Ø 1/10 mm	030	050	060	100
Longueur tête en mm	7.5	10	7.5	2.5
Type de polissoir	2101RA	2103RA	2111RA	2127RA
Quantité 10 pcs	230055AA	230059AA	230063AA	230069AA
Quantité 50 pcs		230060AA	230064AA	

2 COMPOSHINE ULTRA			
030	050	060	100
7.5	10	7.5	2.5
2201RA	2203RA	2211RA	2227RA
230072AA	230076AA	230080AA	230086AA
	230077AA	230081AA	

Composite, Compomère



1 COMPREPOL PLUS						
ISO Ø 1/10 mm	030	040	060	100	110	140
Longueur tête en mm	7.5	10	7.5	2.5	1.6	1.6
Type de polissoir	2301RA	2303RA	2311RA	2327RA	235G11RA	235G14RA
Quantité 5 pcs	230291AA	230293AA	230295AA	230297AA	60019877	60019878
Quantité 10 pcs		230294AA	230296AA			

2 COMPOSHINE PLUS						
030	040	060	100	110	140	
7.5	10	7.5	2.5	1.6	1.6	
2401RA	2403RA	2411RA	2427RA	245G11RA	245G14RA	
230299AA	230301AA	230303AA	230305AA	60019879	60019880	
	230302AA	230304AA				

Composite, Compomère



1 PREBROWN			
ISO Ø 1/10 mm	040	045	060
Longueur tête en mm	7.5	10	9.5
Type de polissoir	1101RA	1103RA	1111RA
Quantité 10 pcs	230001AA	230005AA	230013AA
Quantité 50 pcs		230006AA	

2 HIGREEN		
040	045	060
7.5	10	9.5
1201RA	1203RA	1211RA
230028AA	230032AA	230040AA

DIASHINE COMPOMANT PLUS				
	030	040	060	100
	7.5	10	7.5	2.5
	9101RA	9103RA	9111RA	9121RA
5 pcs	230264AA	230265AA	230267AA	230271AA
10 pcs		230416AA		

Alliage précieux, Amalgame

Composite, Compomère



1 ZIRCPOL PLUS			
ISO Ø 1/10 mm	040	060	140
Longueur tête en mm	10	7.5	1.6
Type de polissoir	9703RA	9711RA	97SG14RA
Quantité 5 pcs	230379AA	230381AA	60022004
Quantité 10 pcs			

2 ZIRCOSHINE PLUS		
040	060	140
10	7.5	1.6
9803RA	9811RA	98SG14RA
230391AA	230393AA	60022005

UNISHINE		
055	070	090
15	10	8.5
4203RA	4211RA	4216RA
230203AA	230211AA	230215AA

CAD/CAM Restauration, Zircane

Universel



1 CERAPRESHINE		
ISO Ø 1/10 mm	050	070
Longueur tête en mm	10	10
Type de polissoir	3201RA	3211RA
Quantité 5 pcs		
Quantité 10 pcs	230114AA	230122AA

2 CERASHINE	
ISO Ø 1/10 mm	050 070
Longueur tête en mm	10 10
Type de polissoir	3301RA 3311RA
Quantité 5 pcs	
Quantité 10 pcs	230139AA 230147AA

1 CERAFIN PLUS			
ISO Ø 1/10 mm	040	060	110 140
Longueur tête en mm	10	7.5	2 1.6
Type de polissoir	9303RA	9311RA	9331RA 935G14RA
Quantité 5 pcs	230317AA	230319AA	230325AA 60019881

Céramique

Céramique



2 CERAPRESHINE PLUS					
ISO Ø 1/10 mm	030	040	060	110	140
Longueur tête en mm	7.5	10	7.5	2	1.6
Type de polissoir	9401RA	9403RA	9411RA	9431RA	945G14RA
Quantité 5 pcs	230331AA	230335AA	230337AA	230343AA	60019882

3 CERASHINE PLUS					
ISO Ø 1/10 mm	030	040	060	110	140
Longueur tête en mm	7.5	10	7.5	2	1.6
Type de polissoir	9501RA	9503RA	9511RA	9531RA	955G14RA
Quantité 5 pcs	230349AA	230353AA	230355AA	230361AA	60019883

Céramique



BRUSH			
ISO Ø 1/10 mm	060	040	040
Longueur tête en mm	5.5	6.5	6.5
Type de polissoir	7001RA	7002RA	7003RA
Quantité 5 pcs	232002AA	232004AA	232006AA
Quantité 10 pcs	232001AA	232003AA	232005AA

MANDRIN	DISQUES SWISSFLEX				
Longueur	Granulométrie	C/70µm	M/50µm	F/30µm	UF/5µm
25.4	Conditionnement	80 pcs	80 pcs	80 pcs	80 pcs
702RA	Type de polissoir	704UM ¹ /703UM ²	706UM ¹ /705UM ²	708UM ¹ /707UM ²	710UM ¹ /709UM ²
232018AA	Head Ø: 9 mm	232020AA ¹	232022AA ¹	232024AA ¹	232026AA ¹
	Head Ø: 13 mm	232019AA ²	232021AA ²	232023AA ²	232025AA ²

Céramique, Composite, Métal

Composite, Amalgame, Ciment de verre ionomère, Métaux précieux et semi-précieux

BANDES SWISSFLEX	
Longueur x largeur	175 mm x 3.5 mm
Conditionnement	80 pcs
700UM: C(70µm)/M(50µm)	232016AA
701UM: F(30µm)/UF(5µm)	232017AA

Voir disques SwissFlex

DIASrip	
Longueur x largeur	80 mm x 2.5 mm
Type de polissoir	600UM
5 pcs	232014AA
10 pcs	232015AA

Composite, Compomère, Ciment de verre ionomère, Amalgame



Informations pour la commande

Numéro ISO (matériel, mandrin, forme, granulométrie, diamètre variable)

Diamètre de la tête en 1/10 mm
Longueur de la tête
Description du polissoir

Conditionnement

ISO 658 204 243 523 ...

Représentation des instruments à l'échelle 1:1

Référence selon le conditionnement

ISO Ø 1/10 mm	050
Longueur de la tête	10
Type de polissoir	2103RA
Quantité 10 pcs	230059AA
Quantité 50 pcs	230060AA

Formes de la tête

Forme de la tête ISO	Description	Forme de la tête ISO	Description
014	Petite roue	243 040 10	Point
030	Cône renversé	243 045-055 010	Flamme
042	Roue	273	Dôme
044	Roue	274	Boule
107	Cylindrique	292	Torpille
114	Cylindrique	303	Large lentille
173	Conique	304	Petite lentille
243 030-040 7.5	Minipoint	372	Disque
		543	ShapeGuard

Vitesses de rotation recommandées

Type de polissoir	Vitesse de rotation	Type de polissoir	Vitesse de rotation
Comprepol Ultra	5'000-10'000	Cerapreshine	5'000-10'000
Composhine Ultra	5'000-10'000	Cerashine	5'000-10'000
Comprepol Plus	3'000-8'000	Cerafin Plus	5'000-10'000
Composhine Plus	3'000-8'000	Cerapreshine Plus	5'000-10'000
Prebrown	5'000-10'000	Cerashine Plus	5'000-10'000
Higreen	5'000-10'000	Brush	5'000-10'000
	7'000-10'000	SwissFlex	10'000-16'000
	Prepolishing		
Diashine Compomant Plus	3'000-8'000	Forme de la tête spéciale	Vitesse de rotation
	High lustre	ShapeGuard	10'000-12'000
Zircopol Plus	5'000-10'000		
Zircoshine Plus	5'000-10'000		
Unishine	5'000-10'000		

Dispositif médical classe II a / CE0123 TÜV SÜD.

Nous vous invitons à lire attentivement les instructions d'utilisation.

Produits non remboursés par les organismes de santé.

© 2017 Coltène/Whaledent AG – www.coltene.com



CH Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

FR Coltène/Whaledent S.a.r.l.
Synergie Park
3 avenue Louis Néel
59260 Lezennes / France
T +33 320 64 64 00
F +33 320 64 64 03
info.fr@coltene.com



COLTENE