


ADHÉSIF UNIVERSEL MONOCOMPOSANT
PHOTOPOLYMÉRISABLE



ONE COAT 7 UNIVERSAL

La cohésion dans toutes les situations

 COLTENE

Le **ONE COAT 7 UNIVERSAL**, photo-polymérisable, est le seul agent adhésif dont vous avez besoin pour le traitement d'obturation direct et indirect dans votre cabinet. Pas d'apprêt, pas de silanisation – il suffit d'appliquer, de disperser à l'air et de polymériser – c'est tout !

Aperçu des avantages



Un seul agent adhésif universel pour toutes les indications et techniques de mordantage



Extrêmement économique : jusqu'à 300 applications par flacon




Valeurs d'adhésion exceptionnelles et excellent scellement marginal

Le produit universel


ONE COAT 7 UNIVERSAL

Collage fiable sur différentes surfaces



* SYNERGY D6, COLTENE
Source : données internes
Mesure selon Watanabe

Substance dentaire, céramique, métal, composite – ONE COAT 7 UNIVERSAL vous offre une adhérence sûre et fiable sur toute surface. Selon la situation, vous pouvez choisir d'utiliser l'effet auto-mordant ou de mordancer en plus l'émail et/ou la dentine à l'acide phosphorique (p. ex. Etchant Gel S, COLTENE). Vous scellez une restauration indirecte et avez besoin d'un matériau composite à polymérisation chimique pour cela ? Aucun problème – l'activateur disponible assure la compatibilité avec ONE COAT 7 UNIVERSAL.



Application optimisée pour un travail confortable et une utilisation économique

Le flacon triangulaire ergonomique tient parfaitement dans la main. Le flacon compte-gouttes optimisé convainc par son dosage précis et propre ainsi que par son application sans goutte. Cela permet jusqu'à 300 applications par flacon.

Le partenaire de cohésion idéal
pour la gamme COLTENE.



Références produits

ONE COAT 7 UNIVERSAL

60019538 Intro Kit

1 × 5 ml	ONE COAT 7 UNIVERSAL
1 × 2,5 ml	Etchant Gel S
1 × 20	Aiguilles pour application
1 × 50	Microbrush noires
1 ×	Godet de mélange
1 ×	Couvercle pour godet de mélange

60019539 Refill

1 × 5 ml	Refill
60019540 Single Dose	
50 × 0,1 ml	Single Dose
1 × 50	Microbrush noires

7634 Microbrush noires, 50 unités

7054

1 × 3 ml	One Coat 7.0 Activator Kit
1 × 50	One Coat 7.0 Activator
	Microbrush noires

7373

2 × 2,5 ml	Etchant Gel S Kit
1 × 20	Seringues
	Aiguilles pour application

© COLTENE – www.coltene.com

Coltène/Whaledent S.a.r.l.
Synergie Park
3 avenue Louis Néel
59260 Lezennes / France
T +33 320 64 64 00
info.fr@coltene.com

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Suisse
T +41 71 757 53 00
info.ch@coltene.com

COLTENE