



TRAITEMENT CANALAIRE

MicroMega One RECI





Explorez de nouvelles directions

micromega.coltene.com

 **COLTENE**

MicroMega One RECI : une lime unique en réciprocité

- **Efficacité de coupe** : section dissymétrique et variable brevetée
- **Sécurité** : résistance à la fatigue cyclique⁽¹⁾
- **Flexibilité** : respect de l'anatomie canalaire grâce au traitement thermique C.Wire⁽²⁾
- **Mini-invasif** : préservation de la zone péri-cervicale et des tissus dentaires⁽³⁾



- Lime unique
- Blister stérile
- 5 tailles (20/.04, 25/.04, 25/.06, 35/.04, 45/.04)
- 3 longueurs : > 21 mm
> 25 mm
> 31 mm

MicroMega One RECI, 5 pcs/pack (B5)

60029883	B5 MicroMega One RECI n20 4% L25 Sterile
60029884	B5 MicroMega One RECI n25 4% L25 Sterile
60029885	B5 MicroMega One RECI n25 6% L25 Sterile
60029886	B5 MicroMega One RECI n35 4% L25 Sterile
60029887	B5 MicroMega One RECI n45 4% L25 Sterile
60029899	B5 MicroMega One RECI L25 Assorted Sterile



Complétez votre traitement avec One Flare, MicroMega K-Files, One G, Dual Move et Jeni, Gutta Percha - Paper Point



Pour plus d'informations concernant MicroMega One RECI, visitez notre site web : micro-mega.com/one-reci



Scannez le QR Code pour télécharger la liste détaillée des références ou retrouvez-la sur channel.micro-mega.com

- (1) Gianluca Plotino, DDS, PhD,* Hany Mohamed Aly Ahmed, BDS, HDD (Endo), PhD,† Nicola Maria Grande, DDS, PhD,‡ Stephen Cohen, MA, DDS, FICD, and Frederic Bukiet, DDS, MSc, PhD. Current Assessment of Reciprocation in Endodontic Preparation: A Comprehensive Review—Part II: Properties and Effectiveness
- (2) PHILLIP L Tomson, Stéphane R Simon - Contemporary cleaning and shaping of the root canal system - Prim Dent J. 2016;5(2): 46-53
- (3) PJ Van Der Vyver, C. Jonker. Reciprocating instruments in Endodontics: a review of the literature, SADJ. 2014 Oct;69(9):404-9.

©COLTENE

Fabricant légal :
Micro-Mega SA
12 rue du Tunnel
25000 BESANCON / France
T +33 3 81 54 42 42
F +33 3 81 54 42 30
commercial@micro-mega.com
micro-mega.com

MicroMega One RECI | Publicité
Année marquage CE : 2021 | Classe médicale IIa selon la Directive 93/42/CEE | Organisme notifié : LNE/G-MED
Dispositif médical pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale
Voir l'étiquetage du produit et la notice.

CE 0459

COLTENE