

DIATECH

# Fraises diamantées

## Références produits

Forme de la tête		Réf. de la forme de la tête		Conique à bout rond		Illustration
Diamètre de la tête en 1/10 mm	Longueur de la tête en mm	ISO Ø 1/10 mm	L de la tête en mm	856	18	
Tailles de grain :		Gr de prix		Y		Y : Cet article est également disponible avec un mandrin court à serrage par friction (FGSS)
C	107–181 µm*	C	C	60032312	60032318	
M	64–126 µm*	M	M	60032316	60032314	Z : Cet article est également disponible en boîte de 50 unités. Voir tableau ci-dessous pour la référence des articles.
F	27–76 µm*	F	F	D1/005D	D1/005D	
EF	10–36 µm*	EF	EF	D1/005D	D1/005D	Groupe de prix

\* Tailles de grain conformes à la norme ISO 7711-3

## Types de mandrin et tailles de l'emballage supplémentaires

Référence de la forme de la tête	Diamètre de tête en 1/10 mm	Longueur de la tête en mm	Taille de grain	REF	Type de mandrin FGSS	Boîte de 50 unités	Groupe de prix
368	20	5	F	60031765		×	D1/050D
368	23	5	F	60031775		×	D1/050D
368	23	5	M	60031779		×	D1/050D
379	18	3.5	F	60031791		×	D1/050D
379	23	5	EF	60031799		×	D1/050D
379	23	5	F	60031804		×	D1/050D
379	23	5	M	60031809		×	D1/050D
392	16	6	F	60031823		×	D1/050D
801	12	1.2	M	60031855		×	D1/050D
801	14	1.4	M	60031861		×	D1/050D
801	16	1.6	M	60031868		×	D1/050D
801	18	1.8	M	60031876		×	D1/050D
801	23	2.3	M	60031890		×	D1/050D
830	10	2.7	M	60031964	×		D6/005D
835	10	4	M	60032006		×	D1/050D
835	10	4	M	60032000	×		D6/005D
847	14	8	M	60032124	×		D6/005D
850	18	8	M	60032216		×	D1/050D
855	14	6	M	60032266	×		D6/005D
856	16	7	M	60032274	×		D6/005D
856	18	8	M	60032276	×		D6/005D
858	12	8	M	60032382	×		D6/005D
859	10	10	F	60032402		×	D1/050D
859	14	10	F	60032414		×	D1/050D
862	10	8	M	60032444	×		D6/005D
885	12	8	M	60032634	×		D6/005D
835R	10	4	M	60032014	×		D6/005D
877K	12	6	M	60032494		×	D1/050D
ET9	14	9	F	60032694		×	D2/050D

Gr de prix C	Gr de prix M	Gr de prix F	Gr de prix EF	Forme de la tête	Ref. de la forme de la tête	ISO Ø 1/10 mm	L de la tête en mm	Image
				Forme de la tête	368	16	3,5	
D1/005D	60031758			Olive/Pointe Ballon de foot	368	20	5	
D1/005D	60031754			Olive/Pointe Ballon de foot	368	20	5	
D6/005D	60031760			Olive/Pointe Ballon de foot	368	20	5	
D6/005D	60031768			Olive/Pointe Ballon de foot	368	20	5	
D1/005D	60031766			Olive/Pointe Ballon de foot	368	20	5	
D1/005D	60031762			Olive/Pointe Ballon de foot	368	20	5	
D6/005D	60031770			Olive/Pointe Ballon de foot	368	20	5	
D1/005D	60031770			Olive/Pointe Ballon de foot	368	20	5	
D1/005D	60031776			Olive/Pointe Ballon de foot	368	20	5	
D1/005D	60031772			Olive/Pointe Ballon de foot	368	20	5	
D1/005D	60031786			Gauf/Ballon de foot	379	16	3,5	
D1/005D	60031784			Gauf/Ballon de foot	379	16	3,5	
D1/005D	60031782			Gauf/Ballon de foot	379	16	3,5	
D1/005D	60031794			Gauf/Ballon de foot	379	16	3,5	
D1/005D	60031792			Gauf/Ballon de foot	379	16	3,5	
D6/005D	60031788			Gauf/Ballon de foot	379	16	3,5	
D6/005D	60031796			Gauf/Ballon de foot	379	16	3,5	
D1/005D	60031810			Gauf/Ballon de foot	379	16	3,5	
D1/005D	60031805			Gauf/Ballon de foot	379	16	3,5	
D1/005D	60031800			Gauf/Ballon de foot	379	16	3,5	
				Boule	390	14	3	
D1/005D	60031818			Boule	390	14	3	
D1/005D	60031816			Boule	390	14	3	
D6/005D	60031826			Interproximal	392	16	6	
D6/005D	60031824			Interproximal	392	16	6	
D6/005D	60031820			Interproximal	392	16	6	
D1/005D	60031830			Interproximal	392	16	6	
D1/005D	60031828			Interproximal	392	16	6	
D6/005D	60031836			Interproximal	392	18	8	
D6/005D	60031834			Interproximal	392	18	8	
D6/005D	60031832			Interproximal	392	18	8	
D6/005D	60031840			Interproximal	392	21	10	
D6/005D	60031838			Interproximal	392	21	10	
				Boule	801	9	0,9	
D1/005D	60031850			Boule	801	9	0,9	
				Boule	801	10	1	
D1/005D	60031852			Boule	801	10	1	
				Diabolo/Retrait des amalgames	813	18	2	
D6/005D	60031952			Diabolo/Retrait des amalgames	813	18	2	
				Roue	818	25	0,7	
D5/005D	60031954			Roue	818	25	0,7	
				Roue	818	50	0,7	
D5/005D	60031956			Roue	818	50	0,7	
				Roue	828	22	1	
D5/005D	60031958			Roue	828	22	1	
				Roue	828	26	1	
D5/005D	60031960			Roue	828	26	1	
				Roue	828	30	1	
D5/005D	60031962			Roue	828	30	1	
				Poire	830	9	2,7	
D6/005D	60031966			Poire	830	9	2,7	
				Poire	830	10	2,7	
D1/005D	60031968			Poire	830	10	2,7	
				Poire	830	12	2,7	
D1/005D	60031970			Poire	830	12	2,7	
				Poire	830	14	2,7	
D1/005D	60031972			Poire	830	14	2,7	
				Marqueur de profondeur	834	16	6,8	
D5/005D	60031996			Marqueur de profondeur	834	16	6,8	
				Marqueur de profondeur	834	21	6,8	
D5/005D	60031998			Marqueur de profondeur	834	21	6,8	
				Conique à bout plat	847	14	8	
D1/005D	60032130			Conique à bout plat	847	14	8	
D6/005D	60032128			Conique à bout plat	847	14	8	
D6/005D	60032132			Conique à bout plat	847	16	8	
D1/005D	60032136			Conique à bout plat	847	16	8	
D1/005D	60032134			Conique à bout plat	847	16	8	
D6/005D	60032138			Conique à bout plat	847	18	8	
D6/005D	60032142			Conique à bout plat	847	18	8	
D6/005D	60032140			Conique à bout plat	847	18	8	
D6/005D	60032144			Conique à bout plat	847	25	8	
D6/005D	60032146			Conique à bout plat	847	25	8	
D1/005D	60032160			Conique à bout plat	848	12	10	
D1/005D	60032164			Conique à bout plat	848	14	10	
D1/005D	60032162			Conique à bout plat	848	14	10	
D6/005D	60032166			Conique à bout plat	848	16	10	
D1/005D	60032170			Conique à bout plat	848	16	10	
D1/005D	60032168			Conique à bout plat	848	16	10	
D6/005D	60032172			Conique à bout plat	848	18	10	
D1/005D	60032174			Conique à bout plat	848	18	10	
				Conique à bout plat	848	23	10	
D6/005D	60032176			Conique à bout plat	848	23	10	
D6/005D	60032180			Conique à bout plat	848	23	10	
D6/005D	60032178			Conique à bout plat	848	23	10	
				Conique à bout rond	849	16	4	
D1/005D	60032190			Conique à bout rond	849	16	4	
D6/005D	60032192			Conique à bout rond	849	25	4	
D6/005D	60032194			Conique à bout rond	849	25	4	
				Conique à bout rond	850	12	10	
D1/005D	60032198			Conique à bout rond	850	12	10	
D1/005D	60032196			Conique à bout rond	850	12	10	
D6/005D	60032200			Conique à bout rond	850	14	10	
D1/005D	60032204			Conique à bout rond	850	14	10	
D1/005D	60032202			Conique à bout rond	850	14	10	
				Aiguille	859	12	10	
D1/005D	60032408			Aiguille	859	12	10	
D1/005D	60032406			Aiguille	859	12	10	
D1/005D	60032416			Aiguille	859	14	10	
D1/005D	60032413			Aiguille	859	14	10	
D1/005D	60032410			Aiguille	859	14	10	
D1/005D	60032418			Aiguille	859	16	10	
D1/005D	60032424			Aiguille	859	18	10	
D1/005D	60032422			Aiguille	859	18	10	
D6/005D	60032420			Aiguille	859	18	10	
D6/005D	60032426			Aiguille	859	18	10	
				Flamme	860	10	4	
D6/005D	60032426			Flamme	860	10	4	
D6/005D	60032432			Flamme	860	12	5	
D6/005D	60032430			Flamme	860	12	5	
D6/005D	60032428			Flamme	860	12	5	
D6/005D	60032436			Flamme	860	12	5	
D6/005D	60032434			Flamme	860	12	5	
D6/005D	60032442			Flamme	860	14	5	
D6/005D	60032440			Flamme	860	14	5	
D6/005D	60032438			Flamme	860	14	5	
				Flamme	862	10	3	
D1/005D	60032450			Flamme	862	10	3	
D1/005D	60032448			Flamme	862	10	3	
D1/005D	60032446			Flamme	862	10	3	
				Flamme	862	12	3	
D1/005D	60032456			Flamme	862	12	3	
D1/005D	60032454			Flamme	862	12	3	
D1/005D	60032452			Flamme	862	12	3	
				Flamme	862	14	3	
D1/005D	60032460			Flamme	862	14	3	
D1/005D	60032458			Flamme	862	14	3	
				Flamme	862	16	3	
D1/005D	60032466			Flamme	862	16	3	
D1/005D	60032464			Flamme	862	16	3	
D1/005D	60032462			Flamme	862	16	3	
				Flamme	863	12	10	
D1/005D	60032474			Flamme	863	12	10	
D1/005D	60032472			Flamme	863	12	10	
D1/005D	60032470			Flamme	863	12	10	
				Cupule	905	27	2,9	
D4/005D	60032668			Cupule	905	27	2,9	
				Cupule	905	31	3,1	
D4/005D	60032670			Cupule	905	31	3,1	
				Roue	909	40	1	
D5/005D	60032672			Roue	909	40	1	
				Roue				

<b>Boule</b>	801 12 1,7		D1/005D 60031856
<b>Boule</b>	801 14 1,4		D1/005D 60031862
<b>Boule</b>	801 16 1,6		D6/005D 60031858
<b>Boule</b>	801 18 1,8		D1/005D 60031867
<b>Boule</b>	801 20 2		D6/005D 60031864
<b>Boule</b>	801 23 2,3		D1/005D 60031875
<b>Boule</b>	801 25 2,5		D1/005D 60031872
<b>Boule</b>	801 27 2,7		D6/005D 60031870
<b>Boule</b>	801 29 2,9		D1/005D 60031880
<b>Boule</b>	801 31 3,1		D6/005D 60031878
<b>Boule</b>	801 33 3,3		D6/005D 60031882
<b>Boule</b>	801 35 3,5		D1/005D 60031889
<b>Boule</b>	801 37 3,7		D1/005D 60031886
<b>Boule</b>	801 39 3,9		D6/005D 60031884
<b>Boule</b>	801 41 4,1		D6/005D 60031892
<b>Boule</b>	801 43 4,3		D6/005D 60031896
<b>Boule</b>	801 45 4,5		D6/005D 60031894
<b>Bout rond avec col</b>	802 12 2,5		D6/005D 60031906
<b>Bout rond avec col</b>	802 14 2,5		D6/005D 60031908
<b>Bout rond avec col</b>	802 16 2,3		D6/005D 60031910
<b>Cône renversé</b>	805 12 0,9		D6/005D 60031912
<b>Cône renversé</b>	805 14 1,4		D6/005D 60031914
<b>Cône renversé</b>	805 16 1,4		D6/005D 60031916

<b>Cylindrique à bout plat</b>	835 8 3		D1/005D 60032002
<b>Cylindrique à bout plat</b>	835 10 4		D1/005D 60032005
<b>Cylindrique à bout plat</b>	835 12 4		D1/005D 60032008
<b>Cylindrique à bout plat</b>	835 14 4		D1/005D 60032010
<b>Cylindrique à bout plat</b>	835 16 4		D1/005D 60032012
<b>Cylindrique à bout plat</b>	836 12 6		D1/005D 60032028
<b>Cylindrique à bout plat</b>	836 14 6		D6/005D 60032026
<b>Cylindrique à bout plat</b>	836 16 6		D6/005D 60032030
<b>Cylindrique à bout plat</b>	837 12 7		D1/005D 60032050
<b>Cylindrique à bout plat</b>	837 12 8		D1/005D 60032052
<b>Cylindrique à bout plat</b>	837 14 8		D1/005D 60032054
<b>Cylindrique à bout plat</b>	837 16 8		D6/005D 60032056
<b>Cylindrique à bout plat</b>	837 18 9		D1/005D 60032058
<b>Cylindrique à bout rond</b>	838 9 4		D1/005D 60032074
<b>Cylindrique à bout rond</b>	838 10 4		D1/005D 60032076
<b>Cylindrique à bout rond</b>	838 12 4		D1/005D 60032078

<b>Conique à bout rond</b>	850 16 10		D6/005D 60032206
<b>Conique à bout rond</b>	850 18 8		D1/005D 60032210
<b>Conique à bout rond</b>	850 20 10		D1/005D 60032208
<b>Conique à bout rond</b>	850 22 8		D6/005D 60032212
<b>Conique à bout rond</b>	850 24 10		D1/005D 60032215
<b>Conique à bout rond</b>	850 26 10		D6/005D 60032218
<b>Conique à bout rond</b>	850 28 10		D1/005D 60032222
<b>Conique à bout rond</b>	850 30 10		D1/005D 60032220
<b>Conique à bout rond mousse</b>	851 12 8		D1/005D 60032246
<b>Conique à bout rond mousse</b>	851 16 8		D1/005D 60032248
<b>Aiguille</b>	852 12 6		D6/005D 60032254
<b>Aiguille</b>	852 14 6		D6/005D 60032252
<b>Aiguille</b>	852 16 6		D6/005D 60032250
<b>Aiguille</b>	852 18 6		D6/005D 60032260
<b>Aiguille</b>	853 8 3,5		D6/005D 60032258
<b>Aiguille</b>	853 10 3,5		D6/005D 60032256
<b>Conique à bout rond</b>	855 10 6		D6/005D 60032264
<b>Conique à bout rond</b>	855 12 6		D6/005D 60032262
<b>Conique à bout rond</b>	855 14 6		D1/005D 60032268
<b>Conique à bout rond</b>	855 16 6		D1/005D 60032270
<b>Conique à bout rond</b>	855 18 6		D1/005D 60032272
<b>Conique à bout rond</b>	856 14 8		D1/005D 60032280
<b>Conique à bout rond</b>	856 16 8		D6/005D 60032278
<b>Conique à bout rond</b>	856 18 8		D1/005D 60032284
<b>Conique à bout rond</b>	856 20 8		D1/005D 60032282

<b>Flamme</b>	863 16 10		D1/005D 60032480
<b>Flamme</b>	864 14 12		D1/005D 60032478
<b>Torpille</b>	877 10 6		D1/005D 60032476
<b>Torpille</b>	877 12 6		D1/005D 60032486
<b>Torpille</b>	877 14 6		D1/005D 60032484
<b>Torpille</b>	878 10 8		D6/005D 60032488
<b>Torpille</b>	878 12 8		D6/005D 60032490
<b>Torpille</b>	878 14 8		D1/005D 60032504
<b>Torpille</b>	878 16 8		D1/005D 60032502
<b>Torpille</b>	878 18 8		D1/005D 60032508
<b>Torpille</b>	878 20 8		D1/005D 60032506
<b>Torpille</b>	878 22 8		D1/005D 60032510
<b>Torpille</b>	878 24 8		D1/005D 60032512
<b>Torpille</b>	879 12 10		D1/005D 60032554
<b>Torpille</b>	879 14 10		D1/005D 60032552
<b>Torpille</b>	879 16 10		D6/005D 60032556
<b>Torpille</b>	879 18 10		D1/005D 60032560
<b>Torpille</b>	879 20 10		D1/005D 60032558
<b>Cylindrique à bout rond</b>	880 12 6		D1/005D 60032562
<b>Cylindrique à bout rond</b>	880 14 6		D1/005D 60032590
<b>Cylindrique à bout rond</b>	880 16 6		D1/005D 60032588
<b>Cylindrique à bout rond</b>	881 10 8		D1/005D 60032592
<b>Cylindrique à bout rond</b>	881 12 8		D6/005D 60032596
<b>Cylindrique à bout rond</b>	881 14 8		D1/005D 60032594

<b>Poire longue</b>	830L 20 5		D1/005D 60031994
<b>Cylindrique à angle modifié</b>	835R 8 3		D6/005D 60032016
<b>Cylindrique à angle modifié</b>	835R 10 4		D1/005D 60032018
<b>Cylindrique à angle modifié</b>	835R 12 4		D1/005D 60032022
<b>Cylindrique à angle modifié</b>	835R 14 4		D6/005D 60032020
<b>Cylindrique à angle modifié</b>	836R 8 6		D6/005D 60032024
<b>Cylindrique à angle modifié</b>	836R 10 6		D1/005D 60032038
<b>Cylindrique à angle modifié</b>	836R 12 6		D1/005D 60032036
<b>Cylindrique à angle modifié</b>	836R 14 6		D1/005D 60032040
<b>Cylindrique à angle modifié</b>	836R 16 6		D1/005D 60032044
<b>Cylindrique à angle modifié</b>	836R 18 6		D1/005D 60032042
<b>Cylindrique à angle modifié</b>	837R 12 8		D1/005D 60032062
<b>Cylindrique à angle modifié</b>	837R 14 8		D1/005D 60032060
<b>Cylindrique à angle modifié</b>	837R 16 8		D1/005D 60032066
<b>Cylindrique à angle modifié</b>	837R 18 8		D6/005D 60032064
<b>Cylindrique à angle modifié</b>	837R 20 8		D6/005D 60032068
<b>Conique à angle modifié</b>	845R 16 4		D1/005D 60032106
<b>Conique à angle modifié</b>	845R 25 4		D1/005D 60032110
<b>Conique à angle modifié</b>	845R 35 4		D1/005D 60032108

<b>Torpille conique /Curetage</b>	878K 21 8		D6/005D 60032538
<b>Torpille conique avec tige</b>	878KP 18 8		D6/005D 60032540
<b>Torpille conique avec tige</b>	878KP 21 8		D3/005D 60032544
<b>Torpille conique avec tige</b>	879K 12 10		D3/005D 60032542
<b>Torpille conique /Curetage</b>	879K 18 10		D3/005D 60032548
<b>Torpille conique /Curetage</b>	879K 21 10		D3/005D 60032546
<b>Torpille conique /Curetage</b>	879K 24 10		D6/005D 60032564
<b>Torpille conique /Curetage</b>	879K 27 10		D6/005D 60032566
<b>Torpille conique /Curetage</b>	879K 30 10		D6/005D 60032568
<b>Torpille conique /Curetage</b>	879K 33 10		D6/005D 60032570
<b>Torpille conique /Curetage</b>	879K 36 10		D6/005D 60032576
<b>Torpille conique /Curetage</b>	879K 39 10		D6/005D 60032574
<b>Torpille conique /Curetage</b>	879K 42 10		D6/005D 60032578
<b>Torpille conique /Curetage</b>	879K 45 10		D6/005D 60032580
<b>Boule</b>	801M 9 0,9		D2/005D 60031898
<b>Cylindrique à bout rond</b>	838M 7 2,5		D2/005D 60032082
<b>Flamme</b>	889M 7 2,5		D2/005D 60032662
<b>ET3</b>	ET3 8 3		D2/005D 60032711
<b>ET4</b>	ET4 10 4		D2/005D 60032712

<b>Conique à bout rond</b>	856I 18 9		D3/005D 60032370
<b>Conique à bout rond</b>	856I 21 9		D3/005D 60032372
<b>Conique à bout rond</b>	856I 25 7		D3/005D 60032374
<b>Torpille conique /Curetage</b>	878KT 16 8		D3/005D 60032550
<b>Torpille conique /Curetage</b>	879KT 14 10		D3/005D 60032584
<b>Torpille conique /Curetage</b>	879KT 18 10		D3/005D 60032586
<b>Cylindrique à bout rond</b>	881T 14 8		D3/005D 60032616
<b>Cylindrique à bout rond</b>	881T 16 8		D3/005D 60032618
<b>Cylindrique à bout rond</b>	882T 14 10		D3/005D 60032630
<b>Gauf/Ballon de foot</b>	379Z 23 5		D5/005D 60031814
<b>Boule</b>	801Z 12 1,2		D5/005D 60031900
<b>Boule</b>	801Z 14 1,4		D5/005D 60031902
<b>Boule</b>	801Z 16 1,8		D5/005D 60031904
<b>Conique à bout rond</b>	850Z 16 10		D5/005D 60032242

<b>Cône renversé avec col</b> 806 10 2,2		D6/005D 60031918
<b>Cône renversé avec col</b> 806 12 2,2		D6/005D 60031920
<b>Cône renversé avec col</b> 806 14 2,2		D6/005D 60031922
<b>Cône renversé avec col</b> 806 16 2,5		D6/005D 60031924
<b>Cône renversé</b> 807 10 3,5		D6/005D 60031926
<b>Cône renversé</b> 807 12 3,5		D6/005D 60031928
<b>Cône renversé</b> 807 16 4		D6/005D 60031930
<b>Cône renversé</b> 807 18 5		D6/005D 60031932
<b>Réduction oculaire/sale/tonneau</b> 811 31 4,2		D4/005D 60031934
<b>Réduction oculaire/sale/tonneau</b> 811 33 5		D4/005D 60031936
<b>Réduction oculaire/sale/tonneau</b> 811 37 7		D4/005D 60031938
<b>Réduction oculaire/sale/tonneau</b> 811 48 8		D4/005D 60031940
<b>Réduction oculaire/sale/tonneau</b> 811 48 8		D4/005D 60031942
<b>Réduction oculaire/sale/tonneau</b> 811 48 8		D4/005D 60031944
<b>Diabolo/retrait des amalgames</b> 813 10 1,5		D6/005D 60031948
<b>Diabolo/retrait des amalgames</b> 813 14 1,5		D6/005D 60031950
<b>Cylindrique à bout rond</b> 838 14 4		D1/005D 60032080
<b>Cylindrique à bout coupant</b> 839 10 0,2		D2/005D 60032084
<b>Cylindrique à bout coupant</b> 839 12 0,2		D2/005D 60032088
<b>Cylindrique à bout coupant</b> 839 14 0,2		D2/005D 60032092
<b>Cylindrique à bout plat</b> 842 14 12		D1/005D 60032094
<b>Conique à bout plat</b> 845 10 4		D6/005D 60032096
<b>Conique à bout plat</b> 845 12 4		D6/005D 60032098
<b>Conique à bout plat</b> 845 14 4		D6/005D 60032100
<b>Conique à bout plat</b> 845 16 4		D6/005D 60032104
<b>Conique à bout plat</b> 846 16 6		D6/005D 60032102
<b>Conique à bout plat</b> 846 16 7		D1/005D 60032112
<b>Conique à bout plat</b> 846 18 7		D1/005D 60032114
<b>Conique à bout plat</b> 846 18 7		D1/005D 60032116
<b>Conique à bout plat</b> 846 23 7		D1/005D 60032118
<b>Conique à bout plat</b> 847 12 8		D1/005D 60032126
<b>Conique à bout rond</b> 856 14 9		D1/005D 60032286
<b>Conique à bout rond</b> 856 16 7		D6/005D 60032288
<b>Conique à bout rond</b> 856 16 8		D1/005D 60032292
<b>Conique à bout rond</b> 856 16 8		D1/005D 60032290
<b>Conique à bout rond</b> 856 16 9		D6/005D 60032294
<b>Conique à bout rond</b> 856 16 9		D1/005D 60032300
<b>Conique à bout rond</b> 856 18 8		D6/005D 60032302
<b>Conique à bout rond</b> 856 18 9		D6/005D 60032306
<b>Conique à bout rond</b> 856 18 9		D1/005D 60032310
<b>Conique à bout rond</b> 856 18 9		D1/005D 60032308
<b>Conique à bout rond</b> 856 18 9		D6/005D 60032312
<b>Conique à bout rond</b> 856 18 9		D1/005D 60032318
<b>Conique à bout rond</b> 856 21 8		D1/005D 60032316
<b>Conique à bout rond</b> 856 21 8		D6/005D 60032314
<b>Conique à bout rond</b> 856 21 9		D6/005D 60032320
<b>Conique à bout rond</b> 856 21 9		D6/005D 60032322
<b>Conique à bout rond</b> 856 25 7		D6/005D 60032324
<b>Conique à bout rond</b> 856 25 7		D6/005D 60032328
<b>Conique à bout rond</b> 856 25 8		D6/005D 60032326
<b>Conique à bout rond</b> 856 25 8		D6/005D 60032330
<b>Conique à bout rond</b> 856 25 8		D6/005D 60032334
<b>Conique à bout rond</b> 856 25 8		D6/005D 60032332
<b>Conique à bout rond</b> 856 25 8		D6/005D 60032336
<b>Conique à bout rond</b> 856 25 8		D6/005D 60032338
<b>Aiguille</b> 858 12 8		D1/005D 60032388
<b>Aiguille</b> 858 14 8		D1/005D 60032386
<b>Aiguille</b> 858 14 8		D1/005D 60032384
<b>Aiguille</b> 858 16 8		D1/005D 60032394
<b>Aiguille</b> 858 16 8		D1/005D 60032392
<b>Aiguille</b> 858 16 8		D1/005D 60032390
<b>Aiguille</b> 858 16 10		D1/005D 60032396
<b>Aiguille</b> 859 10 10		D1/005D 60032404
<b>Aiguille</b> 859 10 10		D1/005D 60032401
<b>Aiguille</b> 859 10 10		D1/005D 60032398
<b>Cylindrique à bout rond</b> 881 12 8		D6/005D 60032598
<b>Cylindrique à bout rond</b> 881 14 8		D1/005D 60032602
<b>Cylindrique à bout rond</b> 881 14 8		D1/005D 60032600
<b>Cylindrique à bout rond</b> 881 16 8		D6/005D 60032604
<b>Cylindrique à bout rond</b> 881 16 8		D1/005D 60032608
<b>Cylindrique à bout rond</b> 881 16 8		D1/005D 60032606
<b>Cylindrique à bout rond</b> 881 16 8		D6/005D 60032610
<b>Cylindrique à bout rond</b> 881 16 8		D1/005D 60032614
<b>Cylindrique à bout rond</b> 881 16 8		D1/005D 60032612
<b>Cylindrique à bout rond</b> 882 12 10		D1/005D 60032626
<b>Cylindrique à bout rond</b> 882 14 10		D1/005D 60032628
<b>Cylindrique à bout biseauté</b> 884 12 6		D6/005D 60032632
<b>Cylindrique à bout biseauté</b> 885 12 8		D6/005D 60032638
<b>Cylindrique à bout biseauté</b> 885 14 8		D6/005D 60032636
<b>Cylindrique à bout biseauté</b> 885 14 8		D6/005D 60032640
<b>Cylindrique à bout biseauté</b> 886 12 10		D6/005D 60032646
<b>Cylindrique à bout biseauté</b> 886 12 10		D6/005D 60032644
<b>Cylindrique à bout biseauté</b> 886 14 10		D6/005D 60032650
<b>Cylindrique à bout biseauté</b> 886 14 10		D6/005D 60032648
<b>Cylindrique à bout biseauté</b> 886 16 10		D6/005D 60032652
<b>Cylindrique à bout biseauté</b> 886 16 10		D6/005D 60032654
<b>Flamme</b> 889 9 3,5		D1/005D 60032660
<b>Flamme</b> 889 9 3,5		D1/005D 60032658
<b>Flamme</b> 889 9 3,5		D1/005D 60032656
<b>Réduction oculaire</b> 899 27 7		D4/005D 60032664
<b>Cupule</b> 905 23 2,7		D4/005D 60032666
<b>Conique à angle modifié</b> 846R 16 6		D1/005D 60032122
<b>Conique à angle modifié</b> 847R 16 8		D6/005D 60032120
<b>Conique à angle modifié</b> 847R 18 8		D6/005D 60032148
<b>Conique à angle modifié</b> 847R 18 8		D1/005D 60032152
<b>Conique à angle modifié</b> 847R 18 8		D1/005D 60032150
<b>Conique à angle modifié</b> 848R 16 10		D6/005D 60032154
<b>Conique à angle modifié</b> 848R 16 10		D6/005D 60032182
<b>Conique à angle modifié</b> 848R 18 10		D6/005D 60032184
<b>Conique à bout rond long</b> 850L 16 12		D1/005D 60032228
<b>Conique à bout rond long</b> 850L 18 12		D1/005D 60032226
<b>Conique à bout rond long</b> 850L 18 12		D1/005D 60032230
<b>Conique à bout rond effilé</b> 850N 14 10		D6/005D 60032232
<b>Conique à bout rond long</b> 856L 12 10		D1/005D 60032340
<b>Conique à bout rond long</b> 856L 14 10		D1/005D 60032342
<b>Conique à bout rond long</b> 856L 16 10		D6/005D 60032344
<b>Conique à bout rond long</b> 856L 18 10		D1/005D 60032346
<b>Conique à bout rond long</b> 856L 18 10		D1/005D 60032350
<b>Conique à bout rond long</b> 856L 18 11		D1/005D 60032348
<b>Conique à bout rond long effilé</b> 856N 14 8		D6/005D 60032352
<b>Conique à bout rond long effilé</b> 856N 14 8		D1/005D 60032356
<b>Conique à bout rond long effilé</b> 856N 14 8		D1/005D 60032354
<b>Conique à bout rond long effilé</b> 856N 16 8		D6/005D 60032362
<b>ET4</b> 10 4,2		D2/005D 60032713
<b>ET6</b> 14 6		D2/005D 60032715
<b>ET9</b> 14 9		D2/005D 60032714
<b>KS0</b> 10 7		D2/005D 60032693
<b>KS1</b> 12 7		D2/005D 60032690
<b>KS2</b> 14 8		D2/005D 60032716
<b>KS4</b> 24 4,2		D2/005D 60032719
<b>KS5</b> 31 6,2		D2/005D 60032720
<b>KS6</b> 25 9		D2/005D 60032721
<b>KS7</b> 54 1		D2/005D 60032722
<b>KS7</b> 54 1		D2/005D 60032723
<b>Œuf/Ballon de foot</b> 3797 23 5		D3/005D 60031812
<b>Réduction oculaire/sale/tonneau</b> 811T 33 5		D3/005D 60031946
<b>Cylindrique à bout plat</b> 836T 14 6		D3/005D 60032046
<b>Cylindrique à bout plat</b> 836T 16 6		D3/005D 60032048
<b>Conique à bout rond</b> 850Z 18 10		D5/005D 60032244
<b>Conique à bout rond</b> 856Z 18 8		D5/005D 60032380
<b>Flamme</b> 862Z 14 8		D5/005D 60032468
<b>Flamme</b> 863Z 14 10		D5/005D 60032482
<b>Cylindrique à bout rond</b> 881Z 14 8		D5/005D 60032620
<b>Cylindrique à bout rond</b> 881Z 16 8		D5/005D 60032623

## Plages de vitesses recommandées

Diamètre de la tête en 1/10 mm	TPM	Diamètre de la tête en 1/10 mm	TPM
007-011	75 000-150 000	029-032	25 000-56 000
012-015	60 000-110 000	033-041	22 000-45 000
016-019	45 000-88 000	042-054	20 000-37 000
021-023	40 000-75 000	055-060	17 000-32 000
024-028	30 000-65 000		

Tailles de grain selon la norme ISO

### 60032955 Boîte d'assortiment, 50 unités Groupe de prix D1/050D

Contenu : 379-314-023-05.0-F 10 fraises  
859-314-014-10.0-F 10 fraises  
850-314-018-08.0-M 15 fraises  
801-314-016-01.6-M 15 fraises

### Grande taille

Contenu : 50 instruments  
10 x 5 fraises sous blister  
Disponible pour certains produits

### Taille standard

Contenu : 5 instruments  
Blister individuel scellé  
sur plaquette de 5 unités  
Disponible pour tous les produits



Les diamants DIATECH sont proposés dans des blisters individuels scellés et marqués pour la traçabilité et le caractère pratique.

- Instruments de haute qualité plaqués or
- Poudre de diamant 100 % naturelle
- Contrôle de la qualité 100 % visuel
- Tailles de grain selon la norme ISO
- Étalonnage précis de l'ébauche
- Nombre élevé de diamants au mm<sup>2</sup>


**Performances de fraisage élevées et grande longévité**

© COLTENE – www.coltene.com

CH **Coltène/Whaledent AG**  
Feldwiesenstrasse 20  
9450 Altstätten / Switzerland

**Service Center**  
service@coltene.com

FR **Coltène/Whaledent S.a.r.l.**  
Synergie Park  
3 avenue Louis Néel  
FR-59260 Lezennes



**COLTENE**