

**STRUMENTI PER LUCIDATURA**  
PER UTILIZZO ODONTOIATRICO

**RODIA TECH**





1 COMPREPOL ULTRA				
ISO Ø 1/10 mm	030	050	060	100
Testa L in mm	7.5	10	7.5	2.5
Tipo Lucidatura	2101RA	2103RA	2111RA	2127RA
RA 10 pz.	230055AA	230059AA	230063AA	230069AA
RA 50 pz.		230060AA	230064AA	

2 COMPOSHINE ULTRA			
030	050	060	100
7.5	10	7.5	2.5
2201RA	2203RA	2211RA	2227RA
230072AA	230076AA	230080AA	230086AA
	230077AA	230081AA	

Composito, Compomero



1 COMPREPOL PLUS						
ISO Ø 1/10 mm	030	040	060	100	110	140
Testa L in mm	7.5	10	7.5	2.5	1.6	1.6
Tipo Lucidatura	2301RA	2303RA	2311RA	2327RA	235G11RA	235G14RA
RA 5 pz.	230291AA	230293AA	230295AA	230297AA	60019877	60019878
RA 10 pz.		230294AA	230296AA			

2 COMPOSHINE PLUS						
030	040	060	100	110	140	
7.5	10	7.5	2.5	1.6	1.6	
2401RA	2403RA	2411RA	2427RA	245G11RA	245G14RA	
230299AA	230301AA	230303AA	230305AA	60019879	60019880	
	230302AA	230304AA				

Composito, Compomero



1 PREBROWN			
ISO Ø 1/10 mm	040	045	060
Testa L in mm	7.5	10	9.5
Tipo Lucidatura	1101RA	1103RA	1111RA
RA 10 pz.	230001AA	230005AA	230013AA
RA 50 pz.		230006AA	

2 HIGREEN		
040	045	060
7.5	10	9.5
1201RA	1203RA	1211RA
230028AA	230032AA	230040AA

DIASHINE COMPOMANT PLUS				
	030	040	060	100
	7.5	10	7.5	2.5
	9101RA	9103RA	9111RA	9121RA
5 pz.	230264AA	230265AA	230267AA	230271AA
10 pz.		230416AA		

Lega Metallo Prezioso, Amalgama

Composito, Compomero



1 ZIRCOPOL PLUS			
ISO Ø 1/10 mm	040	060	140
Testa L in mm	10	7.5	1.6
Tipo Lucidatura	9703RA	9711RA	97SG14RA
RA 5 pz.	230379AA	230381AA	60022004
RA 10 pz.			

2 ZIRCOSHINE PLUS		
040	060	140
10	7.5	1.6
9803RA	9811RA	98SG14RA
230391AA	230393AA	60022005

UNISHINE		
055	070	090
15	10	8.5
4203RA	4211RA	4216RA
230203AA	230211AA	230215AA

CAD/CAM Conservativa, Zirconia

Universale



1 CERAPRESHINE		
ISO Ø 1/10 mm	050	070
Testa L in mm	10	10
Tipo Lucidatura	3201RA	3211RA
RA 5 pz.		
RA 10 pz.	230114AA	230122AA

2 CERASHINE	
ISO Ø 1/10 mm	050
Testa L in mm	10
Tipo Lucidatura	3301RA
RA 5 pz.	
RA 10 pz.	230139AA

1 CERAFIN PLUS			
ISO Ø 1/10 mm	040	060	110
Testa L in mm	10	7.5	2
Tipo Lucidatura	9303RA	9311RA	9331RA
RA 5 pz.	230317AA	230319AA	230325AA
RA 10 pz.			60019881

Ceramica

Ceramica



2 CERAPRESHINE PLUS					
ISO Ø 1/10 mm	030	040	060	110	140
Testa L in mm	7.5	10	7.5	2	1.6
Tipo Lucidatura	9401RA	9403RA	9411RA	9431RA	945G14RA
RA 5 pz.	230331AA	230335AA	230337AA	230343AA	60019882

3 CERASHINE PLUS					
ISO Ø 1/10 mm	030	040	060	110	140
Testa L in mm	7.5	10	7.5	2	1.6
Tipo Lucidatura	9501RA	9503RA	9511RA	9531RA	955G14RA
RA 5 pz.	230349AA	230353AA	230355AA	230361AA	60019883

Ceramica



BRUSH			
ISO Ø 1/10 mm	060	040	040
Testa L in mm	5.5	6.5	6.5
Tipo Lucidatura	7001RA	7002RA	7003RA
RA 5 pz.	232002AA	232004AA	232006AA
RA 10 pz.	232001AA	232003AA	232005AA

Ceramica, Composito, Metallo



MANDRINO	SWISSFLEX DISCS				
Lunghezza	Misura grana	C/70µm	M/50µm	F/30µm	UF/5µm
25.4	Confezione	80 pz.	80 pz.	80 pz.	80 pz.
702RA	Tipo Lucidatura	704UM <sup>1</sup> /703UM <sup>2</sup>	706UM <sup>1</sup> /705UM <sup>2</sup>	708UM <sup>1</sup> /707UM <sup>2</sup>	710UM <sup>1</sup> /709UM <sup>2</sup>
232018AA	Head Ø: 9 mm	232020AA <sup>1</sup>	232022AA <sup>1</sup>	232024AA <sup>1</sup>	232026AA <sup>1</sup>
	Head Ø: 13 mm	232019AA <sup>2</sup>	232021AA <sup>2</sup>	232023AA <sup>2</sup>	232025AA <sup>2</sup>

Composito, Amalgama, Cemento Vetro Ionomerico, Metallo Semi Prezioso, Metallo Prezioso



STRISCE SWISSFLEX	
Lunghezza per Larghezza	175 mm × 3.5 mm
Confezione	80 pz.
700UM: C(70µm)/M(50µm)	232016AA
701UM: F(30µm)/UF(5µm)	232017AA

Vedere Dischi Swissflex

DIASrip	
Lunghezza per Larghezza	80 mm × 2.5 mm
Tipo Lucidatura	600UM
5 pz.	232014AA
10 pz.	232015AA

Composito, Compomero, Cemento Vetro Ionomerico, Amalgama



## Informazioni per ordinare

Numerazione ISO (materiale, mandrino, forma, grana, diametro variabile)

Diametro testa in 1/10mm  
Lunghezza testa  
Descrizione lucidatura

Confezioni disponibili

Immagine

Codici Articolo e confezionamento

ISO 658 204 243 523 ...

ISO Ø 1/10 mm	050
Testa L in mm	10
Tipo Lucidatura	2103RA
RA 10 pz.	230059AA
RA 50 pz.	230060AA

## Misure della testa

ISO Misura testa	Descrizione
014	Fresa a ruota piccola
030	Coppetta
042	Ruota
044	Ruota
107	Cilindrica
114	Cilindrica
173	Conica
243 030-040 7.5	Punta piccola

ISO Misura testa	Descrizione
243 040 10	Punta
243 045-055 010	Fiamma
273	Cupola
274	A proiettile
292	Torpedo
303	Lente grande
304	Lente piccola
372	A disco
543	ShapeGuard

## Velocità di utilizzo consigliate

Sistema di lucidatura	RPM	Sistema di lucidatura	RPM
Comprepol Ultra	5'000-10'000	Cerapreshine	5'000-10'000
Composhine Ultra	5'000-10'000	Cerashine	5'000-10'000
Comprepol Plus	3'000-8'000	Cerafin Plus	5'000-10'000
Composhine Plus	3'000-8'000	Cerapreshine Plus	5'000-10'000
Prebrown	5'000-10'000	Cerashine Plus	5'000-10'000
Higreen	5'000-10'000	Brush	5'000-10'000
Diashine Compomant Plus	7'000-10'000	SwissFlex	10'000-16'000
	Prepolishing		
	3'000-8'000		
	High lustre		
Zircopol Plus	5'000-10'000	Forma della testa Speciale	RPM
Zircoshine Plus	5'000-10'000	ShapeGuard	10'000-12'000
Unishine	5'000-10'000		

© 2017 Coltène/Whaledent AG – www.coltene.com



**CH** **Coltène/Whaledent AG**  
Feldwiesenstrasse 20  
9450 Altstätten / Switzerland  
T +41 71 757 53 00  
F +41 71 757 53 01  
info.ch@coltene.com

**IT** **Coltène Italia S.r.l.**  
c/o Polo Tecnologico della Brianza  
Via Alessandro Volta, 94 - Cond. Bianchi  
20832 Desio (MB) - Italia  
T +39 0362 62 67 32  
F +39 0362 63 25 80  
info.it@coltene.com



**COLTENE**