

DIATECH® ShapeGuard

Energico nel lucidare. Gentile sulle superfici.



Un complemento perfetto ai sistemi di lucidatura diamantati DIATECH.

- Si adatta a qualsiasi superficie
- Uniforme distribuzione della pressione grazie alle lamelle flessibili
 - La morfologia del dente rimane inalterata
- Rapida, facile e intuitiva procedura di rifinitura e lucidatura
- Sistemi di lucidatura ottimizzati per i compositi e la zirconia per la ceramica
- Risultati di una brillantezza stupefacente



Applicazione

Esercitare una pressione minima e costante. Nella lucidatura intraorale, mantenere lo spazzolino umido. ShapeGuard facilita la rifinitura e la lucidatura nei seguenti settori:

- Interprossimale → Incisale → Buccale
- Occlusale → Labiale → Linguale



Informazioni per Ordinare

ShapeGuard per compositi

Ad integrazione del Sistema di Lucidatura: **Comprepol Plus ①** e **Composhine Plus ②**.

	Fase ①		Fase ②	
Giri/min:	10'000 – 12'000			
ISO Ø 1/10 mm	110	140	110	140
L testa in mm	1.6	1.6	1.6	1.6
Tipo gommino	23SG11RA	23SG14RA	24SG11RA	24SG14RA
RA/ISO 204				
Codice	60019877	60019878	60019879	60019880
Contenuto	5	5	5	5
60019915 ShapeGuard Composite Trial Pack				
Contenuto	1	1	1	1

ShapeGuard per ceramica

Ad integrazione del Sistema di Lucidatura: **Cerafin Plus ①**, **Cerapreshine Plus ②** e **Cerashine Plus ③**.

	Fase ①	Fase ②	Fase ③
Giri/min:	10'000 – 12'000		
ISO Ø 1/10 mm	140	140	140
L testa in mm	1.6	1.6	1.6
Tipo gommino	93SG14RA	94SG14RA	95SG14RA
RA/ISO 204			
Codice	60019881	60019882	60019883
Contenuto	5	5	5
60019914 ShapeGuard Ceramic Trial Pack			
Contenuto	1	1	1

ShapeGuard per Zirconia

Ad integrazione del Sistema di Lucidatura: **Zircopol Plus ①** e **Zircoshine Plus ②**.

	Fase ①	Fase ②
Giri/min:	10'000 – 12'000	
ISO Ø 1/10 mm	140	140
L testa in mm	1.6	1.6
Tipo gommino	97SG14RA	98SG14RA
RA/ISO 204		
Codice	60022004	60022005
Contenuto	5	5
60022006 ShapeGuard Zirconia Trial Pack		
Contenuto	1	1



Coltène Italia S.r.l.

c/o Polo Tecnologico della Brianza
Via Alessandro Volta, 94 - Cond. Bianchi
20832 Desio (MB) / Italia

T +39 0362 62 67 32
F +39 0362 63 25 80
info.it@coltene.com