


# MicroMega HandFiles



Strumenti pre-sterilizzati  
Blister di 6 strumenti manuali

L'impegno di COLTENE per la sicurezza di pazienti, dentisti e personale sanitario: strumenti pre-sterilizzati e pronti all'uso



- Sterilizzazione garantita in conformità agli standard normativi
- Semplicità nella gestione grazie a strumenti pronti all'uso



La stessa qualità di sempre in un nuovo confezionamento

- Blister da 6 strumenti pre-sterilizzati
- Multi-uso



MicroMega K-Files (Lime K)



MicroMega K-Reamers (Alesatori)



MicroMega H-Files (Raschiatori)

### K-Files, K-Reamers, H-Files

- Lunghezze disponibili:
  - > 21 mm
  - > 25 mm
  - > 31 mm **NUOVA DIMENSIONE**
- Misure da 006 a 140<sup>(1)</sup>
- Conicità 2%




Per maggiori informazioni su MicroMega HandFiles, visitate il nostro sito web: [micro-mega.com/catheterism](http://micro-mega.com/catheterism)



(1) Scansionare il codice QR per scaricare l'elenco dettagliato dei riferimenti o visionarlo all'indirizzo [channel.micro-mega.com](http://channel.micro-mega.com)

©COLTENE



Fabbricante legale:  
**Micro-Mega SA**  
12 rue du Tunnel  
25000 BESANCON / France  
T +33 3 81 54 42 42  
F +33 3 81 54 42 30  
[commercial@micro-mega.com](mailto:commercial@micro-mega.com)

MicroMega K-Files - MicroMega K-Reamers - MicroMega H-Files  
Pubblicità | Anno del contrassegno CE: 2020 - Dispositivo medico di classe Is ai sensi della Direttiva 93/42/CEE | Organismo notificato: LNE/G-MED | Dispositivo medico per trattamento odontoiatrico, destinato unicamente all'uso dentale professionale. Vedere l'etichettatura dei prodotti e le istruzioni per l'uso sul sito web: [micro-mega.com](http://micro-mega.com)



**COLTENE**