



ROOT CANAL SHAPING

# MicroMega One RECI





Esplorando direzioni opposte

[micromega.coltene.com](http://micromega.coltene.com)

 **COLTENE**

## MicroMega One RECI: file singolo con movimento reciprocante

- **Efficienza di taglio:** sezione trasversale asimmetrica coperta da brevetto
- **Sicuro:** resistente alla fatica ciclica<sup>(1)</sup>
- **Flessibile:** rispetto dell'anatomia canalare grazie al trattamento termico C-Wire<sup>(2)</sup>
- **Minimamente invasivo:** conservativo nell'area peri-cervicale e sulla dentina<sup>(3)</sup>



- File singolo
- Sterile e confezionato in blister
- 5 misure (20/.04, 25/.04, 25/.06, 35/.04, 45/.04)
- 3 lunghezze: > 21 mm  
> 25 mm  
> 31 mm

### MicroMega One RECI, 5 pcs/pack (B5)

60029883	B5 MicroMega One RECI n20 4% L25 Sterile
60029884	B5 MicroMega One RECI n25 4% L25 Sterile
60029885	B5 MicroMega One RECI n25 6% L25 Sterile
60029886	B5 MicroMega One RECI n35 4% L25 Sterile
60029887	B5 MicroMega One RECI n45 4% L25 Sterile
60029899	B5 MicroMega One RECI L25 Assorted Sterile



Completa il tuo protocollo di trattamento con One Flare, MicroMega K-Files, One G, Dual Move & CanalPro Jeni, Punte di Gutta Perca - Punte di carta



Per maggiori informazioni su MicroMega One RECI, potete visitare il nostro sito web: [micro-mega.com/one-reci](http://micro-mega.com/one-reci)



Scansiona il QR code per scaricare la lista dettagliata delle referenze oppure puoi trovarle su [channel.micro-mega.com](http://channel.micro-mega.com)

- (1) Gianluca Plotino, DDS, PhD,\* Hany Mohamed Aly Ahmed, BDS, HDD (Endo), PhD,† Nicola Maria Grande, DDS, PhD,‡ Stephen Cohen, MA, DDS, FICD, and Frederic Bukiet, DDS, MSc, PhD. Current Assessment of Reciprocation in Endodontic Preparation: A Comprehensive Review—Part II: Properties and Effectiveness
- (2) PHILLIP L Tomson, Stéphane R Simon - Contemporary cleaning and shaping of the root canal system - Prim Dent J. 2016;5(2): 46-53
- (3) PJ Van Der Vyver, C. Jonker. Reciprocating instruments in Endodontics: a review of the literature, SADJ. 2014 Oct;69(9):404-9.

©COLTENE

#### Fabbricante legale:

**Micro-Mega SA**  
12 rue du Tunnel  
25000 BESANCON / France  
T +33 3 81 54 42 42  
F +33 3 81 54 42 30  
[commercial@micro-mega.com](mailto:commercial@micro-mega.com)  
[micro-mega.com](http://micro-mega.com)

MicroMega One RECI | Pubblicità | Marchiato CE anno: 2021  
Dispositivo Medico classe IIa in accordo con la Direttiva 93/42EEC | Organismo notificatore: LNE/G-MED | Dispositivi Medici per Odontoiatria, ad esclusivo uso professionale  
Vedere l'etichetta sul prodotto e sul foglietto illustrativo



**COLTENE**