

RITRATTAMENTO

# HyFlex™ Remover

NOVITÀ



Il pezzo mancante nel ritrattamento

[remover.coltene.com](http://remover.coltene.com)

 **COLTENE**

- Un solo file per rimuovere l'otturazione canalare<sup>1</sup>
- Rispetta l'anatomia del canale\*
- Efficace senza l'utilizzo di solventi\*
- Sicuro grazie alla punta non lavorante



## INFORMAZIONI PER ORDINARE



**30/.07**

Torque massimo: **2.5 N.cm**

Velocità di rotazione: **400-800 rpm**

**HyFlex Remover, 5 pz**

19 mm


23 mm

File Remover 30/.07



**60023649**

**60023648**



Per risultati migliori si consiglia di completare la procedura con i file per sagomatura HyFlex EDM. E' possibile utilizzare altre tipologie di strumenti, quali HyFlex CM o qualsiasi altro file di Sua scelta.



Per maggiori informazioni su HyFlex, è possibile consultare la brochure di prodotto oppure visitare il nostro sito web [hyflex.coltene.com](http://hyflex.coltene.com).

© COLTENE – [www.coltene.com](http://www.coltene.com)

**Coltène Italia S.r.l**

c/o Polo Tecnologico della Brianza  
Via Alessandro Volta, 94 - Cond. Bianchi  
20832 Desio (MB) - Italia  
T + 39 0362 62 67 32  
F + 39 0362 63 25 80  
[info.it@coltene.com](mailto:info.it@coltene.com)

**Coltène/Whaledent AG**

Feldwiesenstrasse 20  
9450 Altstätten / Switzerland  
T +41 71 757 5300  
F +41 71 757 5301  
[info.ch@coltene.com](mailto:info.ch@coltene.com)

**Coltène/Whaledent Inc.**

235 Ascot Parkway  
Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA  
T +1 330 916 8800  
F +1 330 916 7077  
[info.us@coltene.com](mailto:info.us@coltene.com)

\* Dati MicroMega "Rapporto di convalida del Remover: Pr Franck Diemer, ICRE. Evaluation du One Flare en désobturation. Evaluation d'un instrument de désobturation : le Remover." 2019.10

<sup>1</sup> Certificato per guttaperca

**COLTENE**