

RITRATTAMENTO

MicroMega
REMOVER

NOVITÀ



Il pezzo mancante nel ritrattamento

micro-mega.com/remover

 **COLTENE**

- Un solo file per rimuovere l'otturazione canalare¹
- Rispetta l'anatomia del canale*
- Efficace senza l'utilizzo di solventi*
- Sicuro grazie alla punta non lavorante

INFORMAZIONI PER ORDINARE



MicroMega REMOVER, 5 pz./confezione (B5)

20952301 B5 MicroMega REMOVER L 19 mm | n 30 | 7% Classics

20952311 B5 MicroMega REMOVER L 23 mm | n 30 | 7% Classics



30 / 07

Torque massimo: **2.5 N.cm**
Velocità di rotazione: **400-800 rpm**
Trattamento termico: **C.Wire**

Completate la vostra procedura di ritrattamento con i file di sagomatura **MicroMega**

One Curve



oppure

2Shape



Per maggiori informazioni sul MicroMega REMOVER, visitate il nostro sito web: micro-mega.com/remover

MicroMega REMOVER | Pubblicità

Anno del contrassegno CE: 2019 – Dispositivo medico di classe IIA ai sensi della direttiva 93/42/CEE | Organismo notificato: LNE/G-MED | Dispositivo medico per trattamento dentale, destinato unicamente all'uso dentale professionale. Vedere l'etichettatura del prodotto e le istruzioni per l'uso.

© COLTENE – micromega.coltene.com

Fabbricante legale:

Micro-Mega SA
12 rue du Tunnel
25000 Besançon / France
T +33 3 81 54 42 42
F +33 3 81 54 42 30
commercial@micro-mega.com

* Dati MicroMega "Rapporto di convalida del REMOVER: Pr Franck Diemer, ICRE. Evaluation du One Flare en désobturation. Evaluation d'un instrument de désobturation : le REMOVER." 2019.10

¹ Certificato per guttaperca



COLTENE