

DIATECH

Frese diamantate

Informazioni per ordinare

Forma della testa

Numero della forma della testa
Diametro della testa in 1/10 mm
Lunghezza della testa in mm

Granulometrie:

C	107-181 µm*
M	64-126 µm*
F	27-76 µm*
EF	10-36 µm*

* Granulometrie in conformità a ISO 7711-3

Forma della testa				Conica a punta tonda			
Forma della testa n.				856			
ISO Ø 1/10 mm				18			
L testa in mm				9			
Gr. prezzo C	Gr. prezzo M	Gr. prezzo F	Gr. prezzo EF	D1/005D 60032312	D1/005D 60032318	D1/005D 60032316	D1/005D 60032314
						Y	Z

Figura

Y: questo articolo è disponibile anche con gambo corto con presa ad attrito (friction grip short shank, FGSS)

Z: questo articolo è disponibile anche in confezioni da 50 pezzi.

Per i numeri degli articoli, vedere la tabella seguente.

Gruppo di prezzo

Altri tipi di gambi e contenuto delle confezioni

Numero forma della testa	Diametro testa in 1/10 mm	Lunghezza testa in mm	Granulometria	REF	Tipo di gambo FGSS	Confezione da 50 pz.	Gruppo di prezzo
368	20	5	F	60031765		×	D1/050D
368	23	5	F	60031775		×	D1/050D
368	23	5	M	60031779		×	D1/050D
379	18	3.5	F	60031791		×	D1/050D
379	23	5	EF	60031799		×	D1/050D
379	23	5	F	60031804		×	D1/050D
379	23	5	M	60031809		×	D1/050D
392	16	6	F	60031823		×	D1/050D
801	12	1.2	M	60031855		×	D1/050D
801	14	1.4	M	60031861		×	D1/050D
801	16	1.6	M	60031868		×	D1/050D
801	18	1.8	M	60031876		×	D1/050D
801	23	2.3	M	60031890		×	D1/050D
830	10	2.7	M	60031964	×		D6/005D
835	10	4	M	60032006		×	D1/050D
835	10	4	M	60032000	×		D6/005D
847	14	8	M	60032124	×		D6/005D
850	18	8	M	60032216		×	D1/050D
855	14	6	M	60032266	×		D6/005D
856	16	7	M	60032274	×		D6/005D
856	18	8	M	60032276	×		D6/005D
858	12	8	M	60032382	×		D6/005D
859	10	10	F	60032402		×	D1/050D
859	14	10	F	60032414		×	D1/050D
862	10	8	M	60032444	×		D6/005D
885	12	8	M	60032634	×		D6/005D
835R	10	4	M	60032014	×		D6/005D
877K	12	6	M	60032494		×	D1/050D
ET9	14	9	F	60032694		×	D2/050D

Gr. prezzo C Gr. prezzo M Gr. prezzo F Gr. prezzo EF	Forma della testa n. ISO Ø 1/10 mm L testa in mm	368 16 3,5	Forma della testa	Forma della punta a Football	D1/005D 60031758 D1/005D 60031756 D1/005D 60031754
Gr. prezzo C Gr. prezzo M Gr. prezzo F Gr. prezzo EF	Forma della testa n. ISO Ø 1/10 mm L testa in mm	368 20 5	Forma della testa	Forma della punta a Football	D6/005D 60031760 D6/005D 60031768 D1/005D 60031766 D1/005D 60031762
Gr. prezzo C Gr. prezzo M Gr. prezzo F Gr. prezzo EF	Forma della testa n. ISO Ø 1/10 mm L testa in mm	368 23 5	Forma della testa	Forma della punta a Football	D6/005D 60031770 D1/005D 60031776 D1/005D 60031772
		379 16 3,5	A uovo/Football		D1/005D 60031786 D1/005D 60031784 D1/005D 60031782
		379 18 3,5	A uovo/Football		D1/005D 60031794 D1/005D 60031792 D6/005D 60031788
		379 23 5	A uovo/Football		D6/005D 60031796 D1/005D 60031810 D1/005D 60031805 D1/005D 60031800
		390 14 3	Granata		D1/005D 60031818 D1/005D 60031816
		392 16 6	Interprossimale		D6/005D 60031826 D6/005D 60031824 D6/005D 60031820
		392 16 8	Interprossimale		D1/005D 60031830 D1/005D 60031828
		392 18 8	Interprossimale		D6/005D 60031836 D6/005D 60031834 D6/005D 60031832
		392 21 10	Interprossimale		D6/005D 60031840 D6/005D 60031838
		801 9 0,9	Pallina		D1/005D 60031850
		801 10 1	Pallina		D1/005D 60031852
Gr. prezzo C Gr. prezzo M Gr. prezzo F Gr. prezzo EF	Forma della testa n. ISO Ø 1/10 mm L testa in mm	813 18 2	Forma della testa	Diabolo/remover per amalgama	D6/005D 60031952
Gr. prezzo C Gr. prezzo M Gr. prezzo F Gr. prezzo EF	Forma della testa n. ISO Ø 1/10 mm L testa in mm	818 20 0,7	Forma della testa	Ad Ruota	D5/005D 60031954
Gr. prezzo C Gr. prezzo M Gr. prezzo F Gr. prezzo EF	Forma della testa n. ISO Ø 1/10 mm L testa in mm	818 50 0,7	Forma della testa	Ad Ruota	D5/005D 60031956
		828 22 1	Forma della testa	Ad Ruota	D5/005D 60031958
		828 26 1	Forma della testa	Ad Ruota	D5/005D 60031960
		828 30 1	Forma della testa	Ad Ruota	D5/005D 60031962
		830 9 2,7	Pera		D6/005D 60031966
		830 10 2,7	Pera		D1/005D 60031968
		830 12 2,7	Pera		D1/005D 60031970
		830 14 2,7	Pera		D1/005D 60031972
		830 16 2,7	Pera		D1/005D 60031974
		834 16 6,8	Indicatore di profondità		D5/005D 60031996
		834 21 6,8	Indicatore di profondità		D5/005D 60031998
Gr. prezzo C Gr. prezzo M Gr. prezzo F Gr. prezzo EF	Forma della testa n. ISO Ø 1/10 mm L testa in mm	847 14 8	Forma della testa	Conica a punta piatta	D1/005D 60032130 D6/005D 60032128
Gr. prezzo C Gr. prezzo M Gr. prezzo F Gr. prezzo EF	Forma della testa n. ISO Ø 1/10 mm L testa in mm	847 16 8	Forma della testa	Conica a punta piatta	D6/005D 60032132 D1/005D 60032136 D1/005D 60032134
Gr. prezzo C Gr. prezzo M Gr. prezzo F Gr. prezzo EF	Forma della testa n. ISO Ø 1/10 mm L testa in mm	847 18 8	Forma della testa	Conica a punta piatta	D6/005D 60032138 D6/005D 60032142 D6/005D 60032140
		847 25 8	Forma della testa	Conica a punta piatta	D6/005D 60032144 D6/005D 60032146
		848 12 10	Forma della testa	Conica a punta piatta	D1/005D 60032160
		848 14 10	Forma della testa	Conica a punta piatta	D1/005D 60032164 D1/005D 60032162
		848 16 10	Forma della testa	Conica a punta piatta	D6/005D 60032166 D1/005D 60032170 D1/005D 60032168
		848 18 10	Forma della testa	Conica a punta piatta	D6/005D 60032172 D1/005D 60032174
		848 23 10	Forma della testa	Conica a punta piatta	D6/005D 60032176 D6/005D 60032180 D6/005D 60032178
		849 16 4	Forma della testa	Conica a punta tonda	D1/005D 60032190
		849 25 4	Forma della testa	Conica a punta tonda	D6/005D 60032192 D6/005D 60032194
		850 12 10	Forma della testa	Conica a punta tonda	D1/005D 60032198 D1/005D 60032196
		850 14 10	Forma della testa	Conica a punta tonda	D6/005D 60032200 D1/005D 60032202
Gr. prezzo C Gr. prezzo M Gr. prezzo F Gr. prezzo EF	Forma della testa n. ISO Ø 1/10 mm L testa in mm	859 12 10	Forma della testa	Ad ago	D1/005D 60032408 D1/005D 60032406
Gr. prezzo C Gr. prezzo M Gr. prezzo F Gr. prezzo EF	Forma della testa n. ISO Ø 1/10 mm L testa in mm	859 14 10	Forma della testa	Ad ago	D1/005D 60032416 D1/005D 60032413 D1/005D 60032410
Gr. prezzo C Gr. prezzo M Gr. prezzo F Gr. prezzo EF	Forma della testa n. ISO Ø 1/10 mm L testa in mm	859 16 10	Forma della testa	Ad ago	D1/005D 60032418
		859 18 10	Forma della testa	Ad ago	D1/005D 60032424 D1/005D 60032422 D6/005D 60032420
		860 10 4	Fiamma		D6/005D 60032426
		860 12 5	Fiamma		D6/005D 60032432 D6/005D 60032430 D6/005D 60032428
		860 12 6,5	Fiamma		D6/005D 60032436 D6/005D 60032434
		860 14 5	Fiamma		D6/005D 60032442 D6/005D 60032440 D6/005D 60032438
		862 10 8	Fiamma		D1/005D 60032450 D1/005D 60032448 D1/005D 60032446
		862 12 8	Fiamma		D1/005D 60032456 D1/005D 60032454 D1/005D 60032452
		862 14 8	Fiamma		D1/005D 60032460 D1/005D 60032458
		862 16 8	Fiamma		D1/005D 60032466 D1/005D 60032464 D1/005D 60032462
		863 12 10	Fiamma		D1/005D 60032474 D1/005D 60032472 D1/005D 60032470
Gr. prezzo C Gr. prezzo M Gr. prezzo F Gr. prezzo EF	Forma della testa n. ISO Ø 1/10 mm L testa in mm	905 27 2,9	Forma della testa	Acorn	D4/005D 60032668
Gr. prezzo C Gr. prezzo M Gr. prezzo F Gr. prezzo EF	Forma della testa n. ISO Ø 1/10 mm L testa in mm	905 31 3,1	Forma della testa	Acorn	D4/005D 60032670
Gr. prezzo C Gr. prezzo M Gr. prezzo F Gr. prezzo EF	Forma della testa n. ISO Ø 1/10 mm L testa in mm	909 40 1	Forma della testa	Ruota	D5/005D 60032672
		909 40 1,5	Forma della testa	Ruota	D5/005D 60032674 D5/005D 60032676
		909 55 2	Forma della testa	Ruota	D5/005D 60032678
		6051 18 6	Cilindrica striata		D2/005D 60031842
		6052 18 8	Cilindrica striata		D2/005D 60031844 D2/005D 60031846
		6055 18 8	Cilindrica striata		D2/005D 60031848
		830L 10 4	Pera allungata		D1/005D 60031976
		830L 12 4	Pera allungata		D1/005D 60031982
		830L 14 5	Pera allungata		D6/005D 60031980 D6/005D 60031978
		878K 14 8	Torpedo conica (curettagge)		D6/005D 60032524 D6/005D 60032522
		878K 16 8	Torpedo conica (curettagge)		D6/005D 60032526 D6/005D 60032530 D6/005D 60032528
		878K 18 8	Torpedo conica (curettagge)		D6/005D 60032532 D6/005D 60032536 D6/005D 60032534
Gr. prezzo C Gr. prezzo M Gr. prezzo F Gr. prezzo EF	Forma della testa n. ISO Ø 1/10 mm L testa in mm	856P 18 8	Forma della testa	Conica a punta tonda con pin	D3/005D 60032364
Gr. prezzo C Gr. prezzo M Gr. prezzo F Gr. prezzo EF	Forma della testa n. ISO Ø 1/10 mm L testa in mm	856P 21 8	Forma della testa	Conica a punta tonda con pin	D3/005D 60032366
Gr. prezzo C Gr. prezzo M Gr. prezzo F Gr. prezzo EF	Forma della testa n. ISO Ø 1/10 mm L testa in mm	856XL 16 12	Forma della testa	Conica extra lunga a punta tonda	D1/005D 60032376
		856XL 18 12	Forma della testa	Conica extra lunga a punta tonda	D1/005D 60032378
		877K 12 6	Torpedo conica (curettagge)		D6/005D 60032493
		877K 14 6	Torpedo conica (curettagge)		D6/005D 60032496
		877K 16 6	Torpedo conica (curettagge)		D6/005D 60032498
		877K 18 6	Torpedo conica (curettagge)		D6/005D 60032500
		878K 10 8	Torpedo conica (curettagge)		D6/005D 60032516 D6/005D 60032514
		878K 12 8	Torpedo conica (curettagge)		D6/005D 60032520 D6/005D 60032518
		878K 14 8	Torpedo conica (curettagge)		D6/005D 60032524 D6/005D 60032522
		878K 16 8	Torpedo conica (curettagge)		D6/005D 60032526 D6/005D 60032530 D6/005D 60032528
		878K 18 8	Torpedo conica (curettagge)		D6/005D 60032532 D6/005D 60032536 D6/005D 60032534
Gr. prezzo C Gr. prezzo M Gr. prezzo F Gr. prezzo EF	Forma della testa n. ISO Ø 1/10 mm L testa in mm	837I 14 8	Cilindrica a punta piatta		D3/005D 60032070
Gr. prezzo C Gr. prezzo M Gr. prezzo F Gr. prezzo EF	Forma della testa n. ISO Ø 1/10 mm L testa in mm	837I 16 8	Cilindrica a punta piatta		D3/005D 60032072
Gr. prezzo C Gr. prezzo M Gr. prezzo F Gr. prezzo EF	Forma della testa n. ISO Ø 1/10 mm L testa in mm	847I 16 8	Conica a punta piatta		D3/005D 60032156
Gr. prezzo C Gr. prezzo M Gr. prezzo F Gr. prezzo EF	Forma della testa n. ISO Ø 1/10 mm L testa in mm	847I 18 8	Conica a punta piatta		D3/005D 60032158
Gr. prezzo C Gr. prezzo M Gr. prezzo F Gr. prezzo EF	Forma della testa n. ISO Ø 1/10 mm L testa in mm	848I 16 10	Conica a punta piatta		D3/005D 60032186
Gr. prezzo C Gr. prezzo M Gr. prezzo F Gr. prezzo EF	Forma della testa n. ISO Ø 1/10 mm L testa in mm	848I 18 10	Conica a punta piatta		D3/005D 60032188
Gr. prezzo C Gr. prezzo M Gr. prezzo F Gr. prezzo EF	Forma della testa n. ISO Ø 1/10 mm L testa in mm	850I 14 10	Conica a punta tonda		D3/005D 60032234
Gr. prezzo C Gr. prezzo M Gr. prezzo F Gr. prezzo EF	Forma della testa n. ISO Ø 1/10 mm L testa in mm	850I 16 10	Conica a punta tonda		D3/005D 60032236
Gr. prezzo C Gr. prezzo M Gr. prezzo F Gr. prezzo EF	Forma della testa n. ISO Ø 1/10 mm L testa in mm	850I 18 8	Conica a punta tonda		D3/005D 60032238
Gr. prezzo C Gr. prezzo M Gr. prezzo F Gr. prezzo EF	Forma della testa n. ISO Ø 1/10 mm L testa in mm	850I 18 10	Conica a punta tonda		D3/005D 60032240
Gr. prezzo C Gr. prezzo M Gr. prezzo F Gr. prezzo EF	Forma della testa n. ISO Ø 1/10 mm L testa in mm	856LT 16 10	Conica lunga a punta tonda		D3/005D 60032358
Gr. prezzo C Gr. prezzo M Gr. prezzo F Gr. prezzo EF	Forma della testa n. ISO Ø 1/10 mm L testa in mm	856LT 18 11	Conica lunga a punta tonda		D3/005D 60032360
Gr. prezzo C Gr. prezzo M Gr. prezzo F Gr. prezzo EF	Forma della testa n. ISO Ø 1/10 mm L testa in mm	856I 14 8	Conica a punta tonda		D3/005D 60032368

Cono rovescio con collare 806 10 2,2		D6/005D 60031918
Cono rovescio con collare 806 12 2,2		D6/005D 60031920
Cono rovescio con collare 806 14 2,2		D6/005D 60031922
Cono rovescio con collare 806 16 2,5		D6/005D 60031924
Cono rovescio 807 10 3,5		D6/005D 60031926
Cono rovescio 807 12 3,5		D6/005D 60031928
Cono rovescio 807 16 4		D6/005D 60031930
Cono rovescio 807 18 5		D6/005D 60031932
Riduzione occlusale/a botte 811 31 4,2		D4/005D 60031934
Riduzione occlusale/a botte 811 33 5		D4/005D 60031936
Riduzione occlusale/a botte 811 37 7		D4/005D 60031942
Riduzione occlusale/a botte 811 48 8		D4/005D 60031944
Diabolo/remover per amalgama 813 10 1,5		D6/005D 60031948
Diabolo/remover per amalgama 813 14 1,5		D6/005D 60031950
Cilindrica a punta tonda 838 14 4		D1/005D 60032080
Cilindrica tagliente 839 10 0,2		D2/005D 60032084
Cilindrica tagliente 839 12 0,2		D2/005D 60032088
Cilindrica tagliente 839 14 0,2		D2/005D 60032092
Cilindrica a punta piatta 842 14 12		D1/005D 60032094
Conica a punta piatta 845 10 4		D6/005D 60032096
Conica a punta piatta 845 12 4		D6/005D 60032098
Conica a punta piatta 845 14 4		D6/005D 60032100
Conica a punta piatta 845 16 4		D6/005D 60032104
Conica a punta piatta 846 16 6		D1/005D 60032112
Conica a punta piatta 846 16 7		D1/005D 60032114
Conica a punta piatta 846 18 7		D1/005D 60032116
Conica a punta piatta 846 23 7		D6/005D 60032118
Conica a punta 847 12 8		D1/005D 60032126
Conica a punta tonda 856 14 9		D1/005D 60032286
Conica a punta tonda 856 16 7		D6/005D 60032288
Conica a punta tonda 856 16 8		D1/005D 60032292
Conica a punta tonda 856 16 8		D1/005D 60032290
Conica a punta tonda 856 16 9		D6/005D 60032300
Conica a punta tonda 856 16 9		D1/005D 60032304
Conica a punta tonda 856 18 8		D6/005D 60032302
Conica a punta tonda 856 18 8		D6/005D 60032306
Conica a punta tonda 856 18 9		D1/005D 60032310
Conica a punta tonda 856 18 9		D1/005D 60032308
Conica a punta tonda 856 18 9		D6/005D 60032312
Conica a punta tonda 856 18 9		D1/005D 60032318
Conica a punta tonda 856 21 8		D1/005D 60032316
Conica a punta tonda 856 21 8		D6/005D 60032314
Conica a punta tonda 856 21 9		D6/005D 60032320
Conica a punta tonda 856 21 9		D6/005D 60032322
Conica a punta tonda 856 25 7		D6/005D 60032324
Conica a punta tonda 856 25 7		D6/005D 60032328
Conica a punta tonda 856 25 8		D6/005D 60032332
Conica a punta tonda 856 25 8		D6/005D 60032326
Conica a punta tonda 856 25 8		D6/005D 60032330
Conica a punta tonda 856 25 8		D6/005D 60032334
Conica a punta tonda 856 25 8		D6/005D 60032336
Conica a punta tonda 856 25 8		D6/005D 60032338
Ad ago 858 12 8		D1/005D 60032388
Ad ago 858 14 8		D1/005D 60032386
Ad ago 858 14 8		D1/005D 60032384
Ad ago 858 16 8		D1/005D 60032394
Ad ago 858 16 8		D1/005D 60032392
Ad ago 858 16 8		D1/005D 60032390
Ad ago 858 16 10		D1/005D 60032396
Ad ago 859 10 10		D1/005D 60032404
Ad ago 859 10 10		D1/005D 60032401
Ad ago 859 10 10		D1/005D 60032398
Cilindrica a punta tonda 881 12 8		D6/005D 60032598
Cilindrica a punta tonda 881 14 8		D1/005D 60032602
Cilindrica a punta tonda 881 16 8		D1/005D 60032600
Cilindrica a punta tonda 881 16 8		D6/005D 60032604
Cilindrica a punta tonda 881 16 8		D1/005D 60032608
Cilindrica a punta tonda 881 16 8		D1/005D 60032606
Cilindrica a punta tonda 881 16 8		D6/005D 60032610
Cilindrica a punta tonda 881 16 8		D1/005D 60032614
Cilindrica a punta tonda 881 16 10		D1/005D 60032612
Cilindrica a punta tonda 882 12 10		D1/005D 60032626
Cilindrica a punta tonda 882 12 10		D6/005D 60032302
Cilindrica a punta tonda 882 14 10		D6/005D 60032310
Cilindrica a punta tonda 882 14 10		D1/005D 60032308
Cilindrica bisellata 884 12 6		D6/005D 60032632
Cilindrica bisellata 885 12 8		D6/005D 60032638
Cilindrica bisellata 885 12 8		D6/005D 60032636
Cilindrica bisellata 885 14 8		D6/005D 60032640
Cilindrica bisellata 886 12 10		D6/005D 60032644
Cilindrica bisellata 886 14 10		D6/005D 60032644
Cilindrica bisellata 886 14 10		D6/005D 60032650
Cilindrica bisellata 886 14 10		D6/005D 60032648
Cilindrica bisellata 886 16 10		D6/005D 60032652
Cilindrica bisellata 886 16 10		D6/005D 60032654
Fiamma 889 9 3,5		D1/005D 60032660
Fiamma 889 9 3,5		D1/005D 60032658
Fiamma 889 9 3,5		D1/005D 60032656
Riduzione occlusale 897 29 7		D4/005D 60032664
Acorn 905 23 2,7		D4/005D 60032666
Conica a bordo arrotondato 846R 16 6		D1/005D 60032122
Conica a bordo arrotondato 847R 16 8		D6/005D 60032120
Conica a bordo arrotondato 847R 18 8		D6/005D 60032148
Conica a bordo arrotondato 847R 18 8		D1/005D 60032152
Conica a bordo arrotondato 847R 18 8		D1/005D 60032150
Conica a bordo arrotondato 847R 18 8		D6/005D 60032154
Conica a bordo arrotondato 848R 16 10		D6/005D 60032182
Conica a bordo arrotondato 848R 18 10		D6/005D 60032184
Conica lunga a punta tonda 850L 16 12		D1/005D 60032228
Conica lunga a punta tonda 850L 18 12		D1/005D 60032226
Conica lunga a punta tonda 850L 18 12		D1/005D 60032230
Conica stretta a punta tonda 850N 14 10		D6/005D 60032232
Conica lunga a punta tonda 856L 12 10		D1/005D 60032340
Conica lunga a punta tonda 856L 14 10		D1/005D 60032342
Conica lunga a punta tonda 856L 16 10		D6/005D 60032344
Conica lunga a punta tonda 856L 16 10		D1/005D 60032346
Conica lunga a punta tonda 856L 18 10		D1/005D 60032350
Conica lunga a punta tonda 856L 18 10		D1/005D 60032348
Conica lunga a punta tonda 856L 18 11		D6/005D 60032352
Conica lunga a punta tonda 856L 18 11		D1/005D 60032356
Conica lunga a punta tonda 856L 14 8		D1/005D 60032354
Conica lunga a punta tonda 856N 14 8		D6/005D 60032362
ET4 10 4,2		D2/005D 60032713
ET6 14 6		D6/005D 60032715
ET9 14 9		D2/005D 60032714
KS0 10 7		D2/005D 60032693
KS0 10 7		D2/005D 60032690
KS1 12 7		D2/005D 60032716
KS1 12 7		D2/005D 60032717
KS2 14 8		D2/005D 60032718
KS4 24 4,2		D2/005D 60032719
KS4 24 4,2		D2/005D 60032720
KS5 31 6,2		D2/005D 60032721
KS6 25 9		D2/005D 60032722
KS7 54 1		D2/005D 60032723
A uovo/Football 3797 23 5		D3/005D 60031812
Riduzione occlusale/a botte 811T 33 5		D3/005D 60031946
Cilindrica a punta piatta 836T 14 6		D3/005D 60032046
Cilindrica a punta piatta 836T 16 6		D3/005D 60032048
Conica a punta tonda 850Z 18 10		D5/005D 60032244
Conica a punta tonda 856Z 18 8		D5/005D 60032380
Fiamma 862Z 14 8		D5/005D 60032468
Fiamma 863Z 14 10		D5/005D 60032482
Cilindrica a punta tonda 881Z 14 8		D5/005D 60032620
Cilindrica a punta tonda 881Z 16 8		D5/005D 60032623

Range di velocità raccomandati

Diametro della testa in 1/10 mm	Giri/min	Diametro della testa in 1/10 mm	Giri/min
007-011	75.000-150.000	029-032	25.000-56.000
012-015	60.000-110.000	033-041	22.000-45.000
016-019	45.000-88.000	042-054	20.000-37.000
021-023	40.000-75.000	055-060	17.000-32.000
024-028	30.000-65.000		

Dimensioni della grana

60032955 Confezione assortita, 50 pz.

Gruppo di prezzo D1/050D

Contenuto: 379-314-023-05.0-F 10 frese
 859-314-014-10.0-F 10 frese
 850-314-018-08.0-M 15 frese
 801-314-016-01.6-M 15 frese

Misura large

Contenuto: 50 strumenti
 10 x 5 frese confezionate in blister
 Disponibile per prodotti selezionati

Misura regular

Contenuto: 5 strumenti
 Confezionati in 5 vaschette
 blister sigillate singolarmente
 Disponibile per tutti i prodotti



Gli strumenti diamantati DIATECH sono disponibili in confezioni blister contrassegnate e sigillate singolarmente per una migliore tracciabilità e comodità.

- Strumenti di alta qualità placcati in oro
- Grana diamantata 100% naturale
- 100% controllo visivo della qualità
- Dimensioni della grana standardizzate ISO
- Calibrazione precisa sul grezzo
- Maggior numero di diamanti per mm²



Elevate prestazioni di lavorazione e durata prolungata

© COLTENE – www.coltene.com



CH Coltene/Whaledent AG
 Feldwiesenstrasse 20
 9450 Altstätten / Switzerland

Service Center
service@coltene.com

IT COLTENE Italia S.r.l
 c/o Polo Tecnologico della Brianza
 Via Alessandro Volta, 94 - Cond. Bianchi
 IT-20832 Desio (MB)



COLTENE