





coltène®
PRESIDENT
Impression Tray System

**Se non fossero trasparenti,
li crederesti di acciaio!**

coltène®
PRESIDENT
 Impression Tray System



Caratteristiche

trasparente
 struttura perforata
 design anatomico
 spessore uniforme e arrotondato
 si può modificare ammorbidendolo col calore
 disinfettabile a freddo
 rilievi lisci
 struttura brevettata a rilievi intersecanti
 compatibile con tutti i tipi di materiale da impronta
 monouso
 economici

Benefit

maggiore visibilità per assicurare il posizionamento più adatto
 super-ritentiva, rigida, elimina il rischio di distorsioni
 adatto alla maggior parte dei pazienti
 per il confort del paziente
 facilmente adattabile alle proprie necessità
 procedure di controllo infettivo facilitate
 confortevoli per i tessuti molli
 maggiore forza e rigidità - non si flette sotto pressione
 alginato, polietere, vinilpolisossano, silicone
 ridotto rischio di contaminazioni crociate e minori perdite di tempo per la pulizia del portaimpronta
 risparmio sui costi

1 confezione da 12 portaimpronta

Codici prodotto	Descrizione	Dimensione		
0206901	1 Grande Superiore	A 83.1 mm	B 63.2 mm	C 18.7 mm
0206902	2 Grande Inferiore	A 79.9 mm	B 62.2 mm	C 20.0 mm
0206903	3 Medio Superiore	A 75.4 mm	B 58.3 mm	C 17.3 mm
0206904	4 Medio Inferiore	A 69.5 mm	B 58.5 mm	C 19.3 mm
0206905	5 Piccolo Superiore	A 69.6 mm	B 51.7 mm	C 17.1 mm
0206906	6 Piccolo Inferiore	A 61.7 mm	B 50.5 mm	C 18.3 mm
0206907	7 Quadrante Sup. Sin./Inf. Dx.	A 47.1 mm	B 58.5 mm	C 19.3 mm
0206908	8 Quadrante Sup. Dx./Inf. Sin.	A 47.1 mm	B 58.5 mm	C 19.3 mm
0206909	9 Anteriore	A 65.3 mm	B 39.4 mm	C 19.2 mm

I Portaimpronta President® Trays sono fatti di materiale plastico riciclabile. Solo dai rivenditori autorizzati.

www.coltenewhaledent.com
 © 2008 Coltène/Whaledent AG

Coltène/Whaledent Inc.
 235 Ascot Parkway
 Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
 Tel. +1 330 916 8800
 Fax +1 330 916 7077
 productinfo@coltenewhaledent.com

Coltène/Whaledent AG
 Feldwiesenstrasse 20
 9450 Altstätten/Switzerland
 Tel. +41 (0)71 757 53 00
 Fax +41 (0)71 757 53 01
 office@coltenewhaledent.ch



AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
 CERTIFICATO DA DNV UNI EN ISO 9001:2000
NOVAXA SpA - Via Aquileja, 49 - 20092 Cimsello B. (MI)
 Tel. 02/618651 Fax 02/66012921 nr. verde 800-824033
 www.novaxa.it e-mail. vendite@novaxa.it

coltène
whaledent