



Coltolux[®] LED

Lampada fotopolimerizzante a *LED* ad alta potenza

Sottile

FACILITA' DI ACCESSO AI SETTORI POSTERIORI
MIGLIORE VISIBILITÀ

Potente

FOTOPOLIMERIZZAZIONE RAPIDA

Senza fili

PORTATILE



Coltolux® LED

SOTTILE, POTENTE, SENZA FILI



Coltolux LED combina la sottile sonda fotopolimerizzante ad alta potenza con il manipolo senza fili leggero dal design sottile.

- LED ad alta potenza per una fotopolimerizzazione rapida. Polimerizza 2 mm in soli 10 s.
- Il design avanzato del riflettore riduce al minimo la diffusione della luce.
- L'emissione luminosa del LED coincide con lo spettro di assorbimento dei fotoiniziatori a base di canforochinone (CQ).
- Segnale acustico ogni 10 secondi e passaggio automatico alla modalità risparmio di energia dopo 15 minuti di inattività.
- Centinaia di cicli di fotopolimerizzazione da 10 secondi con una ricarica della batteria.
- Blocco di prova per la determinazione di tempi accurati di fotopolimerizzazione.

TIPICI COLORI FOTOPOLIMERIZZATI (2 mm di profondità)

Fabbricante	Marca	Colore	Durata min. fotopolimerizzazione
COLTENE	Synergy D6	A2, B2	10 s
COLTENE	Synergy NF	DuoShade	10 s
COLTENE	Miris	Dentina e smalto	10 s
3M ESPE	Filtek*	A2, C2	10 s
Dentsply	Esthet-X*	A2	10 s
Kerr	Herculite*	C3, D4	10 s
Kerr	Herculite*	Cervicale Giallo	10 s
Ivoclar Vivadent	Heliomolar*	A2	20 s

Sonda fotopolimerizzante più sottile!



Dati tecnici

Manipolo

range di lunghezza d'onda: 450 nm/470 nm
range lunghezza d'onda di picco: 460 nm
diametro emissione luminosa: 9,0 mm

Dimensioni

sonda fotopolimerizzante: diametro 0,48" (1,22 cm)
corpo: diametro 1,0" (2,5 cm)
lunghezza: 8,7" (22 cm)
peso: 0,22 lb. (100 g)

Dimensioni base di ricarica

altezza: 2,9" (7,4 cm)
larghezza: 2,5" (6,4 cm)
profondità: 3,5" (8,9 cm)

Alimentatore

tensione di ingresso: 100-240 V AC

*Questi marchi non sono marchi registrati di Coltène/Whaledent.

Informazioni per ordinare

Manipolo, base di ricarica, alimentatore, 3 schermi ottici, 5 lenti ottiche, 100 guaine barriera

25 lenti ottiche, pressione

1000 guaine barriera

25 schermi ottici, scatto

Base di ricarica 230/240V

Cat. n.

C7970


C7972

C7957

C7990

C7970RK2

© COLTENE - www.coltene.com



Coltène/Whaledent Ltd.

The President Suite
Kendal House, Victoria Way
Burgess Hill, West Sussex
RH15 9NF / UK
T +44 1444 235486
F +44 1444 870640
info.uk@coltene.com

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstr. 20
9450 Altstätten / Svizzera
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

Coltène/Whaledent Inc. 🇺🇸

235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA
T +1 330 916 8800
F +1 330 916 7077
info.us@coltene.com