

ASCIUGATURA E RICOSTRUZIONE DIRETTA

Punte di carta e guttaperca **HyFlex™**

Le note linee di file NiTi HyFlex CM e HyFlex EDM includono punte di carta e guttaperca perfettamente calibrate, che facilitano la gestione ottimale del trattamento endodontico.

Le punte di carta e guttaperca Hyflex sono specifiche per i file HyFlex CM e HyFlex EDM. Corrispondono alle rispettive misure dei File e hanno una conicità ideale per asciugare ed otturare con precisione e rapidità i canali radicolari precedentemente preparati con file HyFlex.

La misura della punta può essere chiaramente identificata dal codice cromatico riportato nella linea Top Color, mentre la lunghezza ≥ 28 mm consente di inserire le punte per l'intera lunghezza di lavoro.

Le punte sono disponibili in confezioni assortite o nelle singole misure.



- Precisione dimensionale
- Codifica cromatica
- Massima qualità



Informazioni per ordinare

HyFlex CM		
Misura / conicità	Punte di carta 100 pz.	Punte di guttaperca 60 pz.
15/04	60022671	-
20/04	60022672	60022689
25/04	60022673	60022690
30/04	60022674	60022691
35/04	60022675	60022692
40/04	60022676	60022693
45/04	60022677	60022694
50/04	60022678	60022695
60/04	60022679	60022696
Assortimento 20-45 /04	60022680	60022703
20/06	60022682	60022697
25/06	60022683	60022698
30/06	60022684	60022699
35/06	60022685	60022700
40/06	60022686	60022701
45/06	60022687	60022702
Assortimento 20-45 /06	60022688	60022704

HyFlex EDM		
Misura / conicità	Punte di carta 100 pz.	Punte di guttaperca 60 pz.
20/05	60022742	60022706
OneFile 25/~	60022743	60022707
40/04	60022676	60022708
50/03	60022741	60022709
60/02	60022740	60022710
Assortimento 20/05 - 60/02	60022744	60022705



© COLTENE – www.coltene.com



COLTENE Italia S.r.l.
 c/o Polo Tecnologico della Brianza
 Via Alessandro Volta, 94 - Cond. Bianchi
 20832 Desio (MB) - Italia
 T +39 0362 62 67 32
 F +39 0362 63 25 80
 info.it@coltene.com

Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG
 Raiffeisenstraße 30
 89129 Langenau/Germany
 T +49 7345 805 0
 F +49 7345 805 201
 info.de@coltene.com

Coltene/Whaledent Inc.
 235 Ascot Parkway
 Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
 T +1 330 916 8800
 F +1 330 916 7077
 info.us@coltene.com

COLTENE