

HyFlex™ EDM

Ridotto numero di strumenti

L'uso dei file HyFlex™ EDM consente di ridurre il numero di strumenti. Nei canali piccoli e diritti, l'uso di HyFlex™ OneFile può essere sufficiente. Il numero dei file può essere ridotto o aumentato a seconda della situazione clinica. Tutti i file HyFlex EDM NiTi devono essere usati alla velocità di 400 giri al minuto e con una coppia massima di 2,5 Ncm (25 mNm), tranne i file Glidepath, che devono essere usati a 300 giri al minuto e con una coppia massima di 1,8 Ncm (18 mNm).



25/12 Orifice Opener
15/03 File Glidepath
10/05 File Glidepath
20/05 HyFlex EDM
25~ HyFlex OneFile
40/04 50/03 60/02 File di rifinitura

Apertura dell'accesso opzionale

Glidepath **Sagomatura**

CORONALE
MEDIO
APICALE

25/12 Orifice Opener

File manuale 10/05 File Glidepath

25~ HyFlex OneFile

40/04 50/03 60/02 File di rifinitura

CORONALE
MEDIO
APICALE

25/12 Orifice Opener

File manuale 10/05 File Glidepath

20/05 HyFlex EDM 25~ HyFlex OneFile

40/04 50/03 60/02 File di rifinitura

CORONALE
MEDIO
APICALE

25/12 Orifice Opener

File manuale 15/03 File Glidepath 10/05 File Glidepath

20/05 HyFlex EDM

Informazioni per ordinare

Set HyFlex EDM	21 mm	25 mm	
HyFlex EDM Shaping Set Simple 25/12; 10/05; 25/~	60022267	60019363	
HyFlex EDM Shaping Set Medium 10/05; 20/05; 25/~	60022277	60022278	
HyFlex EDM Shaping Set Max Curve 15/03; 10/05; 20/05	60023494	60023495	
HyFlex EDM Finishing Set 40/04; 50/03; 60/02	60022268	60019364	
HyFlex EDM Refill, 3 pz.	15 mm	21 mm	25 mm
Hyflex EDM 25/12 Orifice Opener	60019596		
HyFlex EDM 15/03 file Glidepath		60023493	60023492
HyFlex EDM 10/05 file Glidepath		60022269	60019594
HyFlex EDM 20/05 File di preparazione		60022275	60022276
HyFlex EDM 25/~ OneFile		60022270	60019595
HyFlex EDM 40/04 File di finitura		60022271	60019597
HyFlex EDM 50/03 File di finitura		60022272	60019598
HyFlex EDM 60/02 File di finitura		60022274	60019599
Accessori HyFlex			
3 x Endo Practice, blocco, acrilico		60011085	

Misura / conicità	HyFlex EDM Punte di carta 100 pz.	HyFlex EDM Punte di Guttaperca 60 pz.
20/05	60022742	60022706
OneFile 25/~	60022743	60022707
40/04	60022676	60022708
50/03	60022741	60022709
60/02	60022740	60022710
Assortimento 20/05 - 60/02	60022744	60022705



Nuovo video per utilizzatori per la preparazione canalare sicura ed efficiente con i file HyFlex EDM NiTi. ▼



<https://bit.ly/3h6BOYo>

Coltène Italia S.r.l
c/o Polo Tecnologico della Brianza
Via Alessandro Volta, 94 - Cond. Bianchi
20832 Desio (MB) - Italia
T + 39 0362 62 67 32
F + 39 0362 63 25 80
info.it@coltene.com

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Svizzera
T +41 71 757 5300
F +41 71 757 5301
info.ch@coltene.com

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau / Germania
T +49 7345 805 0
F +49 7345 805 201
info.de@coltene.com

 **COLTENE**