


KENDA Deluxe

O LUXO DO POLIMENTO DE COMPÓSITOS


Desenvolvido em estreita colaboração com especialistas clínicos, KENDA Deluxe é um sistema de polimento diamantado de dois passos de alto desempenho, concebido para a medicina dentária estética moderna.



Mais informações



Vídeo de aplicação



COLTENE



Um pré-polidor – Alisamento adaptativo e suave sem alterar a morfologia da superfície estabelecida



Um polidor de alto brilho – Resultados brilhantes em segundos



ShapeGuard – Uma forma para todas as superfícies

TODOS OS POLIDORES PARA COMPOSITOS, COMPOMEROS E CERÂMICA HÍBRIDA POLIDORES DIAMANTADOS



Tipo de polidor 6, 12, 20, 25, 100 unids.	0405					0406					0407					0408					0409										
	.006					.006					.006					.006					.006										
	.012					.012					.012					.012					.012										
	.025					.025					.020					.025					.025										
	.100					.100					.100					.100					.100										
Ø mm	6,5					3,3					14					5					10										
C cabeça em mm	10					7,4					2					10					5,5										
rpm	Rec	7500 – 10 000					5000 – 7000					7500 – 10 000					5000 – 7500					6000 – 8000					5000 – 7500				
	Máx.						10 000															10 000									

REF (Conjunto e amostras)										
0400.012	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1
0400.003	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-

Contorneamento – Superfície rugosa

Acabamento e polimento – Superfície lisa

Acabamento ultrabrilhante – Superfície brilhante



1.º passo

2.º passo