

Parece chantilly...



... mas é de facto

JET BLUE BITE

Material de registo de mordidas

- Fica exactamente onde pretende
- Sem resistência à oclusão, sem resalto!
- Muito firme para uma maior precisão, mas flexível para facilitar o corte
- Escolha a sua velocidade ideal
 - **Fast** - Tempo de operação de 30 seg.
Tempo de secagem oral de 40 seg.
 - **Superfast** - Tempo de operação de 20 seg.
Tempo de secagem oral de 30 seg.





Manuseamento excepcional com secagem rápida, precisa e firme

O material para registo de mordidas JET BLUE BITE fast/superfast flui com uma consistência suave de chantilly, exactamente onde pretende, numa quantidade previsível e padrão de fita ideal. Permite um tempo de secagem oral rápido e endurece de forma muito firme para uma maior

precisão, mas é suficientemente flexível para facilitar cortar e aparar. As características de manuseamento óptimas são o factor-chave para um ajuste oclusal perfeito à primeira tentativa.

Aplicação directa do JET BLUE BITE fast



Aplicação do JET BLUE BITE fast



Aplicação directa com a Ponta de Aplicação única



Tempo de operação ideal



Registo de mordidas



Registo de mordidas final



Corte fácil



Facilidade ao aparar



Acessórios importantes e úteis:
Ponta de aplicação única para largura e profundidade de fita de aplicação consistente e previsível

Experimente JET BLUE BITE no micro-System™ de 25 ml. 38% menos desperdício nas pontas de mistura



JET BLUE BITE	Working time	Oral setting time	Endhardness	Dimensional stability in %
JET BLUE BITE fast	máx. 30 seg.	mín. 40 seg.	89 Shore A	-0,08%
JET BLUE BITE superfast	máx. 20 seg.	mín. 30 seg.	89 Shore A	-0,12%

Medida interna

JET BLUE BITE fast microSystem™ Embalagem individual	6492
Cartuchos	2 x 25 ml
MT/CLEAR/CLEAR/WHITE/70/S	10 unid.
Pontas de aplicação	10 unid.
JET BLUE BITE fast microSystem™ Recarga	6496
Cartuchos	8 x 25 ml
MT/CLEAR/CLEAR/WHITE/70/S	20 unid.
Pontas de aplicação	20 unid.
JET BLUE BITE fast 50 ml Embalagem individual	6491
Cartucho	1 x 50 ml
MT/PINK/CLEAR/WHITE/84/S	6 unid.
Pontas de aplicação	6 unid.
JET BLUE BITE fast 50 ml Recarga	6495
Cartuchos	4 x 50 ml
MT/PINK/CLEAR/WHITE/84/S	12 unid.
Pontas de aplicação	12 unid.

JET BLUE BITE superfast microSystem™ Embalagem indiv.	6494
Cartuchos	2 x 25 ml
MT/CLEAR/CLEAR/WHITE/70/S	10 unid.
Pontas de aplicação	10 unid.
JET BLUE BITE superfast microSystem™ Recarga	6498
Cartuchos	8 x 25 ml
MT/CLEAR/CLEAR/WHITE/70/S	20 unid.
Pontas de aplicação	20 unid.
JET BLUE BITE superfast 50 ml Embalagem individual	6493
Cartucho	1 x 50 ml
MT/PINK/CLEAR/WHITE/84/S	6 unid.
Pontas de aplicação	6 unid.
JET BLUE BITE superfast 50 ml Recarga	6497
Cartuchos	4 x 50 ml
MT/PINK/CLEAR/WHITE/84/S	12 unid.
Pontas de aplicação	12 unid.

JET BLUE BITE Acessórios		
microSystem™		
MT/CLEAR/CLEAR/WHITE/70/S	40 unid.	6214
MT/CLEAR/CLEAR/WHITE/70/S	100 unid.	6215
Pontas de aplicação	100 unid.	6223
microSystem™ Aplicador MK II	1 unid.	6270

JET BLUE BITE Acessórios		
Sistema 50 ml		
MT/PINK/CLEAR/WHITE/84/S	40 unid.	6551
Pontas de aplicação	100 unid.	6223
Aplicador 50/75	1 unid.	6900

* MT = Ponta de mistura
S = direito

www.coltenewhaledent.com
© 2006 Coltène/Whaledent

Coltène/Whaledent
Apartado 8252
1803-001 Lisboa/Portugal
TM +351 962 971 500
(Sul e lhas)
TM +351 962 619 471
(Centro e norte)
TM +351 966 653 321
(Norte)
coltenept@netcabo.pt

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
Tel. +41 (0)71 757 53 00
Fax +41 (0)71 757 53 01
office@coltenewhaledent.ch

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
Tel. +1 330 916 8800
Fax +1 330 916 7077
productinfo@coltenewhaledent.com

coltène 
whaledent 