


RETRATAMENTO

HyFlex™ Remover

NOVO



A peça essencial para o seu retratamento

remover.coltene.com

 **COLTENE**

- Uma lima para remover o material de obturação radicular¹
- Respeita a anatomia do canal radicular*
- Eficiente sem solventes*
- Seguro graças à ponta não cortante

INFORMAÇÃO PARA ENCOMENDAS



30/.07

Binário máximo: **2,5 N.cm**

Velocidade de rotação: **400-800 rpm**

HyFlex Remover, 5 unidades

19 mm

23 mm

30/.07 Lima Remover



60023649

60023648



Para os melhores resultados, concluir o procedimento com as limas de modelagem HyFlex EDM. Também é possível usar outro sistema de limas como o HyFlex CM ou outro à escolha.



Para mais informações sobre o HyFlex, consultar a brochura ou ir ao nosso site hyflex.coltene.com.

© COLTENE – www.coltene.com

Coltene Iberia S.L.U.

c/Doctor Fleming, 3 - Bajo A
28220 Majadahonda, Madrid / Spain
T +34 91 63 86 492
F +34 91 63 86 279
info.ib@coltene.com

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
T +41 71 757 5300
F +41 71 757 5301
info.ch@coltene.com

Coltène/Whaledent Inc.

235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA
T +1 330 916 8800
F +1 330 916 7077
info.us@coltene.com

*Dados MicroMega "Relatório de validação de Remover: Pr Franck Diemer, ICRE. Evaluation du One Flare en désobturation. Evaluation d'un instrument de désobturation : le Remover." 2019.10

¹ Certificado para guta-percha

COLTENE